


الفصل الثامن

الكشف عن الوظيفة الألهيدية والكيثونية

إن الألهيدات والكيثونات هي مركبات عضوية حاوية على زمرة كربونيلية $\text{C}=\text{O}$ ، وتعتبر هذه الزمرة من أهم الزمر الوظيفية في الكيمياء العضوية ، فإذا ارتبطت هذه الزمرة بذرة هيدروجين وجذر ألكيلي أو أريلي سميت المركبات الناتجة بالألهيدات ويشذ عن هذه القاعدة الفورم ألدهيد وهو أبسط أنواع الألهيدات وفيه ترتبط الزمرة الكربونيلية بذرتي هيدروجين ، أما إذا ارتبطت الزمرة الكربونيلية بجذري ألكيلين أو أريلين دعيت المركبات الناتجة عن هذا الارتباط بالكيثونات :





تعود فعالية الزمرة الكربونيلية إلى الاستقطاب الحاصل ما بين ذرتي الكربون والأكسجين لاختلافهما الواضح في الكهرسلبية :





هذه الفعالية العالية للزمرة الكربونيلية تمكن الألهيدات من الدخول في تفاعلات كيميائية مختلفة مثل تفاعلات الضم وخاصة تفاعلات الضم النيكلوفيلية.

جميع الألهيدات عديمة اللون والحد الأول منها الفورم ألدهيد غاز في الدرجة العادية من الحرارة وينحل بالماء بشكل جيد ويدعى المحلول المائي للفورم ألدهيد ٣٥ % بالفورم ألدهيد ، والحدود التي تليه سوائل ، أما الحدود العليا فهي أجسام صلبة . أما الكيثونات فهي عبارة عن سوائل ترتفع درجات غليانها بارتفاع أوزانها الجزيئية والأسيتون هو أبسط أنواع الكيثونات وهو يوجد على شكل سائل يغلي في الدرجة ٥٦ ° م .

يمكن أن نحصل على الألهيدات من أكسدة الأغوال الأولية :



ويمكن أن نحصل على الكيتونات من أكسدة الأغوال الثانوية :




٨ - ١ - التفاعلات المشتركة والمميزة للزمرة الكربونيلية

(الألهيدات والكيتونات معاً) :


١ - التفاعل مع ٢ ، ٤ - ثنائي نتروفينيل الهيدرازين :

تتفاعل الألهيدات والكيتونات مع ٢ ، ٤ - ثنائي نتروفينيل الهيدرازين مؤدية إلى تشكل رواسب ملونة (صفراء ، برتقالية ، حمراء) وذلك وفقاً للمعادلة التالية :



ألهيد Y = H

كيتون Y = R



٢ ، ٤ - ثنائي نتروفينيل هيدرازون

طريقة العمل :


خذ ثلاثة أنابيب اختبار جافة ونظيفة وضع في كل منها (٢) مل من كاشف ٢ ، ٤ - ثنائي نتروفينيل هيدرازين، ثم أضف إلى الأنبوب الأول (١) مل من الأسيتون وإلى الثاني (١) مل من الفورم ألدهيد وإلى الثالث (١) مل من البنز ألدهيد خض الأنابيب جيداً ودعها تترقد .

لاحظ تشكل راسب برتقالي في الأنبوب الأول وراسب أصفر في الأنبوب الثاني و راسب برتقالي في الأنبوب الثالث.
(البنز ألدهيد) (الفورم ألدهيد)

٢ - التفاعل مع كلور هيدروجين هيدروكسيل أمين :

يتفاعل مع هذا الكاشف الألدهيدات بشكل عام ومعظم الكيتونات ويحصل بنتيجة هذا التفاعل على الأوكسيمات وحمض كلور الماء ويتم هذا التفاعل وفق

المعادلة التالية :




طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار (١) مل من كاشف كلور هيدروجين هيدروكسيل أمين وأضف إليه (١) مل من إحدى المواد التالية : (الأسيتون - الفورم ألدهيد - البنز ألدهيد) ، إذا لم يتغير اللون في درجة حرارة المخبر ، سخن الأنبوب ورجه قليلاً . لاحظ تغير اللون بالنسبة للمادة المدروسة .


٣ - التفاعل مع هيدرو سلفيت الصوديوم (بيسلفيت الصوديوم) :

تخضع المركبات الكربونيلية عند تفاعلها مع هيدروسلفيت الصوديوم إلى

تفاعلات (تضم) لتعطي رواسب بلورية بيضاء مميزة :



يعالج ناتج الضم بعد ترشيحه بمحلول ممدد (حمضي أو قلوي) فينتج معطياً الأدهيد أو الكيتون :



طريقة العمل :


خذ ثلاثة أنابيب اختبار وضع في كل منها حوالي (٣) مل من محلول هيدروسلفيت الصوديوم ثم أضف إلى الأنبوب الأول (١) مل من الأسيتون وإلى الثاني (١) مل من أسيت أدهيد وإلى الثالث (١) مل من البنز أدهيد . هل يتشكل راسب في كل من الأنابيب الثلاثة ؟ وفي حال تشكله ، أفصله بالإبانة وعالجه بحمض كلور الماء أو ماءات الصوديوم ، تحسس الرائحة التي تنطلق من الأنابيب الثلاثة وسجل ملاحظاتك .

٨-٢- التفاعلات الخاصة للكشف عن الأدهيدات فقط :

هناك عدد من التفاعلات التي تميز الوظيفة الأدهيدية عن الوظيفة الكيتونية نذكر منها ما يلي :

١- التفاعل مع كاشف تولانز :

يرجع الأدهيد كاشف تولانز متأكسداً إلى الحمض الكربوكسيلي الموافق ومرسباً الفضة المعدنية على شكل مرآة :



طريقة العمل :


ضع في أنبوب اختبار (١) مل من نترات الفضة (٢ %) وبعض القطرات من البوتاس فيتشكل راسب . حل هذا الراسب بالكمية الضرورية من محلول هيدروكسيد الأمونيوم فتحصل على محلول تولانز . صب فوق محلول تولانز المتشكل (١) مل من المركب الأدهيدي ، وسخن بلطف في حمام مائي

نترات فضة ٢ %
محلول تولانز
NH₄OH
محلول تولانز

حوالي (٥) دقائق . تشكل مرآة فضية على جوانب الأنبوب دليل على وجود الوظيفة الألدهيدية .

٢ - التفاعل مع كاشف فهلنغ

يرجع الألدهيد شاردة النحاس ثنائية التكافؤ Cu^{++} إلى شاردة النحاسي Cu^+ التي ترسب على شكل أكسيد النحاسي Cu_2O الأحمر الآجري :



أما الألدهيدات العطرية فهي تستجيب لهذا الكاشف إستجابة بطيئة جداً .


طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار (١) مل من المركب الألدهيدي و (١) مل من محلول فهلنغ . سخن ولاحظ أثناء ذلك اختفاء اللون الأزرق وتشكل راسب أصفر برتقالي ينقلب إلى أحمر من أكسيد النحاسي Cu_2O .

٣ - التفاعل مع فوكسين حمض الكبريتي (كاشف شيف) :

يعيد الألدهيد لكاشف شيف المزال لونه بغاز الكبريتي ، لونه الأحمر

القرمزي :



طريقة العمل


خذ ثلاثة أنابيب اختبار وضع في كل منها (١) مل من محلول فوكسين حمض الكبريتي عديم اللون . أضف إلى الأول عدة قطرات من محلول مائي للفورم ألدهيد (الفورمالين) وإلى الثاني بنز ألدهيد وإلى الثالث أسيتون . وأضف بعد ذلك إلى الأنابيب الثلاثة المحتوية على الألدهيدات (٠,٥) مل من حمض كلور الماء المركز . ماهي التغيرات التي تلاحظها ؟

يتحول الفوكسين المزال لونه بفعل حمض الكبريتي عند إضافته إلى الألهيدات إلى لون بنفسجي - أرجواني ، يزول اللون عند إضافة زيادة من حمض معدني . يكون اللون الناتج عن الفورم ألدهيد أكثر ثباتاً . تؤدي معالجة بعض الكيتونات والمركبات غير المشبعة بهذا الكاشف إلى عودة تلوّن الفوكسين تلوّناً جزئياً ، ولذلك فإن ظهور لون وردي خفيف لا يعد اختباراً إيجابياً . إن بعض الألهيدات العطرية لا تستجيب لهذا التفاعل .

٤ - تفاعل كانيزارو :

تخضع الألهيدات التي لا تملك ذرة هيدروجين في الموقع - α من الزمرة الكربونيلية إلى نوع خاص من التفاعلات ، يطلق عليه تفاعل كانيزارو : وهو عبارة عن تفاعل أكسدة وإرجاع بين جزئيين من الألهيد نفسه وفي وسط قلوي حيث تتحول إحدى هذه الجزيئات إلى حمض والأخرى إلى غول أي أن إحدى هذه الجزيئات تتأكسد على حساب إرجاع الجزيئة الأخرى .

إن الفورم ألدهيد والبنز ألدهيد عبارة عن ألدهيدات لا تحوي على ذرة كربون - α وبالتالي لا تحوي على هيدروجينات في الموقع - α من الزمرة الكربونيلية لذلك تخضع هذه الألهيدات لتفاعل كانيزارو فمثلاً تفاعل البنز ألدهيد يتم مع ماءات الصوديوم وفق ما يلي :



طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار (١) مل من البنز ألدهيد وأضف إليها (٣) مل من ماءات الصوديوم ، سخن الأنبوب في حمام مائي مع رج الأنبوب لمدة خمس دقائق . برد الأنبوب وأضف إليه عدة قطرات من الماء المقطر لإذابة بنزوات الصوديوم . أفصل الطبقة المائية عن البنز ألدهيد بلإبانة ، ثم أضف إلى الطبقة


المائية حوالي (١) مل من حمض كلور الماء المركز . لاحظ تشكل بلورات حمض البنزويك البيضاء .

٨-٢-١ - الكشف عن الفورم ألدهيد $H-CHO$:

هناك العديد من التفاعلات التي يمكننا من الكشف عن الفورم ألدهيد نذكر منها :

— تفاعل تشكل الأوروتروبين :

ضع (١٠) مل من الفورم ألدهيد في جفنة مع زيادة طفيفة من هيدروكسيد الأمونيوم وسخن الجفنة بما فيها على حمام بخاري ، شم من آن لآخر وبحذر رائحة النشادر . وفي الحالة السلبية أضف من جديد (١ - ٢) مل من هيدروكسيد الأمونيوم . بخر حتى الجفاف . لاحظ تشكل بلورات بيضاء من سداسي ميثيلين رباعي الأمين (الأوروتروبين) :



— اختبار الريزورسينول :

— يؤخذ (١) مل من الفورم ألدهيد في أنبوب اختبار نظيف ويمزج بقطرة من الريزورسينول . ثم يسال المزيج على جدار أنبوب مائل يحوي (٢) مل من حمض الكبريت المركز . فيلاحظ حلقة بنفسجية عند سطح الفصل بين السائلين وتشكل راسب أبيض بمرور الزمن يتحول شيئاً فشيئاً إلى البنفسجي وهذا دليل على وجود الفورم ألدهيد .

٨-٢-٢ - الكشف عن الأسيت ألدهيد CH_3CHO :

— اختبار β - النفтол :

يعطي β - النفтол مع الأسيت ألدهيد في وسط حمضي راسباً بلورياً أبيض من الأيتيلدين ثنائي β - النفтол ، درجة انصهاره $172 - 173^\circ C$.
طريقة العمل :

أذب في أنبوب اختبار (٠,٢) غ من β - النفтол في (٢) مل من

حمض الخل الثلجي الحاوي على قطرتين من حمض كلور الماء المركز أضف إلى المزيج قطرتين من محلول مركز من المجهول ٥٠ % . خض المزيج جيداً ثم سخن لمدة خمس دقائق في الدرجة ٦٠ °م . ثم أغل المزيج . برد ، ثم خض السائل جيداً ، ثم أضف قطرة من الغول الإيثيلي الممدد (٥٠ %) ، ثم خض السائل ثانية . يلاحظ راسب أبيض يتبلور في الغول الإيثيلي وينصهر في الدرجة ١٧٢ - ١٧٣ °م دليل على وجود الأسيت ألدهيد .

٨-٢-٣ - الكشف عن البنز ألدهيد C_6H_5-CHO :

يتم الكشف عن البنز ألدهيد بتفاعل كانيزارو المذكور سابقاً .

٨-٢-٤ - الكشف عن الأسيتون : $CH_3-CO-CH_3$:

١ - تعطي المحاليل المائية للأسيتون حتى الممددة جداً منها مع كاشف نسلر رواسب بيضاء مصفرة، عديمة الشكل ، حلولة في الحموض وفي ملح سيان الصوديوم NaCN أو ملح سيان البوتاسيوم KCN . لا يعتبر هذا التفاعل نوعياً من أجل الأسيتون لأنه مشترك مع الكيتونات العليا . ولكنه أكثر وضوحاً مع الأسيتون .

طريقة العمل :


ضع قطرة من الأسيتون في أنبوب اختبار ، وامزجها جيداً مع (٥) مل من الماء ، وأضف الناتج إلى أنبوب آخر يحوي (١٠) مل من كاشف نسلر . إن تشكل راسب أبيض مصفر على شكل كتلة عديمة الشكل دليل على وجود الأسيتون .

٢ - يعطي الأسيتون مع حمض الكبريت المركز لوناً رمادياً ، وإذا ما سخن المزيج ، تفحم الأسيتون وتتصاعد غاز ثنائي أكسيد الكبريت .

٣ - يعطي الأسيتون مع ثنائي كبريتيد الصوديوم (هيدروسلفيت الصوديوم) ناتج ضم بلورياً أبيضاً .

٤- الكشف عن الأسيتون بتحويله إلى اليودوفورم :

ضع في أنبوب اختبار قطرة من محلول اليود في يود البوتاسيوم و (٥) قطرات من محلول (٢) ن NaOH . ثم أضف إلى محلول هيبويديت الصوديوم المتشكل والعديم اللون قطرة من محلول مائي للأسيتون . لاحظ تشكل راسب أبيض مصفر ذي رائحة مميزة هو اليودوفورم . يجري هذا التفاعل بسرعة ودون تسخين .



أسيئات الصوديوم يودوفورم

٥- يعطي الأسيتون مع محلول نيتروبروسيات الصوديوم في وسط قلوي لونا أحمر برتقاليا .

طريقة العمل :

أذب (٥) قطرات من الأسيتون في (٢) مل من الماء المقطر وأضف إلى المحلول الناتج (٣) قطرات من محلول محضر حديثاً من نيتروبروسيات الصوديوم (١ %) $Na_2 [Fe(CN)_5 (NO)]$ ، و (٣) قطرات من محلول الصود الكاوي NaOH (١٠ %) ، لاحظ تلون المحلول بلون أحمر برتقالي .

يتغير لون قسم منه عند معالجته بثلاث قطرات من حمض الخل الثلجي إلى اللون الأحمر الأرجواني الثابت ، بينما يتغير القسم الآخر الذي لم يضاف إليه شيء إلى اللون الأصفر الفاتح بعد مضي ٢٠ دقيقة تقريباً .

يستخدم التفاعل الملون مع نيتروبروسيات الصوديوم (اختبار ليغال) بالإضافة إلى الاختبار اليودوفورمي (اختبار ليبين) في الكشف عن الأسيتون . ولهذا فهما يستعملان على نطاق واسع في المختبرات الطبية للكشف عن الأسيتون في البول (في حالة مرضى السكري) .