


الفصل العاشر

الكشف عن الوظيفة الأمينية

يمكن اعتبار الأمينات مشتقة من النشادر وذلك باستبدال جذر فحمي هيدروجيني أحادي التكافؤ (أليفاتي أو عطري) أو أكثر بعدد مماثل من ذرات الهيدروجين. ينتج عن هذا التبادل من الأمينات هي الأمينات الأولية والثانوية والثالثية :




وتعند الأمينات من بين المركبات العضوية التي تظهر خواص أساسية ملحوظة بسبب وجود الزوج الإلكتروني الحر على ذرة الآزوت .

١٠-١- الكشف العام عن الوظيفة الأمينية الأولية :

يتميز الأمين الأولي باحتوائه على الزمرة الوظيفية (NH_2 -) أحادية التكافؤ التي يمكن أن ترتبط بزمرة ألكيلية - R كالإيثيل أمين $C_2H_5-NH_2$ أو بزمرة أروية - Ar كالأنيلين $C_6H_5-NH_2$.

(١) اختبار الكرييلامين :

يتحول الأمين الأولي (أليفاتي أو عطري) إلى الكرييلامين ذي الرائحة الكريهة وذلك بتسخين الأمين الأولي مع الكلورفورم بوجود البوتاس الكاوي :



طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار (١) مل أو (١) غ من الأمين الأولي و (١) مل من الكلوروفورم وست حبات بوتاس كاوي . سخن المزيج في ماء في حالة

الغليان لمدة دقيقة أو أكثر . انطلق رائحة الكرييلامين الكريهة دليل على أن الأمين المستخدم هو أمين أولي .

٢ - اختبار كلور الزئبق :

تتفاعل الأمينات الأولية مع كلور الزئبق مشكلة معقدات صلبة تتبلور جيداً بوجود حمض كلور الساء عن طريق تشكيل هيدروكلور الأمين الذي يتفاعل مع كلور الزئبق في المحلول ليشكل المعقد الصلب القليل الانحلال في الوسط المائي.

طريقة العمل :

أضف لـ (٠,٥) مل من الأمين الأولي عدة قطرات من حمض كلور الماء المركز مع التحريك حتى تمام الانحلال (سخن بلطف إذا احتاج الأمر لإتمام الانحلال) . ثم أضف إلى المحلول السابق (١) مل من محلول مركز لكلور الزئبق . تشكل راسب صلب جيد التبلور دليل على وجود الأمين الأولي .

٣ - التفاعل مع تحت كلوريت الصوديوم أو مع الملح القاصر :

تفاعل الأمينات العطرية الأولية مع هيبو كلوريت الصوديوم (ماء جافيل) NaOCl أو مع محلول الملح القاصر (١٠ %) Ca(OCl)_2 معطية ألواناً مميزة :

الأنيلين يعطي لوناً أرجوانياً يتحول إلى بني نتيجة الأكسدة .

أورتو وميتا التولودين يعطي لوناً بنياً .

بارا التولودين يعطي لوناً بنياً مصفراً .

طريقة العمل :

خذ في أنبوب اختبار (٢) مل من محلول هيبوكلوريت الصوديوم أو من محلول الملح القاصر . أضف لهذا المحلول عدة قطرات من الأنيلين ماذا تلاحظ ؟

١٠-٢- الكشف الخاص عن بعض الأمينات والأميدات :

١٠-٢-١- الكشف عن الأنيلين : $C_6H_5-NH_2$

يقوم الأنيلين بالاضافة إلى اختبارات الوظيفة الأمينية الأولية بالاختبارات النوعية التالية :

١- اختبار الأكسدة : يعطي الأنيلين بأكسدته ألواناً تختلف باختلاف المؤكسد :

أ- يتلون الأنيلين الممدد عند معالجته بماء جافيل باللون الأحمر القرمزي

ب - يتلون الأنيلين عند معالجته بشائي كرومات البوتاسيوم باللون الأحمر


الذي يتحول تدريجياً إلى اللون الأزرق .

طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار (٢) مل من حمض الكبريت المركز وأضف إليه بضع قطرات من الأنيلين ، ثم أضف إلى المحلول قطرة واحدة من محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم . تشكل لون أحمر يتحول تدريجياً إلى اللون الأزرق دليل على وجود الأنيلين .

٢ - يعطي محلول الأنيلين الممدد مع ماء البروم راسباً أبيض كثيفاً من

٢ ، ٤ ، ٦ - ثلاثي بروم الأنيلين :



٢ ، ٤ ، ٦ - ثلاثي بروم الأنيلين


طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار عدة قطرات من الأنيلين وأضف إليها (١) مل ماء، ثم

اخلطها جيداً وأضف إليها عدة قطرات من ماء البروم ، فيتشكل راسب أبيض

من ٢ ، ٤ ، ٦ - ثلاثي بروم الأنيلين .

٣ - يتفاعل الأنيلين مع حمض الآزوتي في وسط حمضي مشكلاً أملاح الديازونيوم :




طريقة العمل :





ضع في أنبوب اختبار (١) مل من الماء ، ثم أضف قطرتين من الأنيلين و قطرتين من حمض الكبريت المركز. برد المحلول الناتج في حمام ثلجي ، ثم أضف إليه ببطء مع التحريك المستمر (١) مل من محلول نترات الصوديوم (١٠ %) .

اتركه يبرد لبضع دقائق ، ثم أضف إليه (١) مل من محلول خلات الصوديوم (٣٠ %) . اقسّم الناتج إلى قسمين :

(١) سخن القسم الأول بحذر . انطلق غاز الآزوت وتشكل الفينول ذي الرائحة المميزة دليل على وجود الأنيلين .



(٢) أضف القسم الثاني إلى محلول [(٠,٢) غ من β - النفثول في (٢) مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم (١٠%)] . تشكل راسب أحمر من بنزن آزو β - النفثول دليل على كون المجهول هو الأنيلين :




١-٢-٢- الكشف عن الأسيت أميد $\text{CH}_3\text{-CONH}_2$:

يمكن الكشف عن الأسيت أميد بالطرائق التالية :


١ - بفعل القلويات : يتحلل الأسيت أميد عند غليه مع محلول هيدروكسيد

الصوديوم مطلقاً النشادر ومشكلاً خلاص الصوديوم في المحلول :



٢ - بفعل حمض الآزوتي : يعطي الأسيت أميد عند تسخينه مع حمض

الآزوتي (الذي يتشكل من تفاعل نترات الصوديوم مع حمض الكبريت) حمض الخل ومطلقاً الآزوت :



١٠-٢-٣- الكشف عن البولة $\text{NH}_2\text{-CO-NH}_2$:

البولة مركب صلب ، بلوري الشكل ، عديم اللون ينصهر في الدرجة ١٣٢ م.
 ١- تعطي البولة الحلوة في الماء مع محاليل حمض الآزوت أو حمض
 الحمض المركزة أملاحاً بلورية الشكل ، ذات درجات انصهار محددة .

طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار (١) غ من البولة ، ثم أضف الماء المقطر
 قطرة قطرة مع التحريك حتى تمام الانحلال ، فتحصل بذلك على محلول مركز
 من البولة . قسم المحلول إلى قسمين متساويين :


أ - عالج القسم الأول بحجم مساوٍ من محلول مركز لحمض الآزوت .
 حرك جيداً ، وأترك المحلول يرقد .

تشكل بلورات عديمة اللون من HNO_3 ، $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$. تنصهر في
 الدرجة ١٥٧ م دليل على وجود البولة .

ب - عالج القسم الثاني بحجم مساوٍ من محلول مركز لحمض الحمض
 حرك جيداً ، وأترك المحلول يرقد .

تشكل بلورات عديمة اللون من $(\text{COOH})_2$ ، $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ ، تتفكك بفعل
 الحرارة دون أن تنصهر بشكل واضح دليل على وجود البولة .

٢ - تفاسل البيورة : تفقد جزيئتان من البولة بفعل الحرارة جزيئة غاز نشادر
 معطية البيورة .




وتعطي الببورة مع كبريتات النحاس ألواناً تتغير من الوردي إلى البنفسجي مارة بالأزرق ، ومرسبة أخيراً هيدروكسيد النحاس .

طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار نظيف وجاف (١ - ٢) غ من الببولة . سخن حتى انطلاق غاز النشادر (تستدل على ذلك من الرائحة) . توقف عن التسخين واترك الأنبوب يبرد . أضف إلى الناتج البارد قليلاً من محلول الصود الكاوي الممدد ، ثم أضف قطرة قطرة من محلول كبريتات النحاس (١ %) . تلون المحلول باللون الوردي فالأزرق فالبنفسجي وترسب هيدروكسيد النحاس في آخر الأمر دليل على وجود الببولة .

٣ - تأكسد الببولة :

تتفكك الببولة بفعل بعض المؤكسدات كحمض الآزوتي أو تحت كلوريت أو تحت بروميت ، مشكلة الماء ومطلقة غاز الكربون والآزوت :



طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار نظيف وجاف (٢ - ٣) غ من الببولة و (٢ - ٣) غ من نترات الصوديوم ثم أضف إلى المزيج بعد تحريكه (٢) مل من محلول