

مقدمة نظريه:

توجد السكريات في المملكة النباتية والمملكة الحيوانية وتكون مرتبطة مع
الدسم والبروتينات.

إن لبعض السكريات دور بنائي هام حيث تدخل في تركيب هيدرات الخلد و
تلك الهيكلة الأساسية للنبات (السليولوز - الهيميسليولوز)، كما أن لبعضها
الدور كترتبي إذ تعد مخزنًا للطاقة في الحيوانات.

ما تتكون السكريات؟

تتكون من عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين.

ما هي الزمر الوظيفية في السكريات؟

تتلك هبيلة على الأقل وظيفية كحولية وظيفية مرهبة متمثلة لمجموعة
الكربونيل.

يصنف السكريات:

١. يصنف حسب عدد وحدات السكر البسيط إلى:

سكريات أحادية - ثنائية السكرية - عديدات السكرية.

٢. تقسم السكريات الأحادية حسب نوع مجموعة الكربونيل إلى:

ألدوزات: تحتوي مجموعة ألدهيدية.

كيتوزات: تحتوي مجموعة كيتونية.

كيف يمكن التمييز بين السكريات البسيطة والسكريات المركبة؟

البسيطة: تتكون من هزيئة سكر واحدة (أي أن لا يمكن تحليلها).

المركبة: تتكون من أكثر من هزيئة سكر (أي أن لا يمكن تحليلها).

٣. يصنف السكريات البسيطة حسب عدد ذرات الكربون في إلى:


تريوزات: تحتوي ثلاث ذرات كربون.

تتريوزات: أربع

پنتوزات: خمسة

هكسوزات: ستة

أسماء وصيغ بعض السكريات الأحادية :



الجزء الثاني :

ندرس مثليات السكرية ، وثنائيات مثل سكر الحليب (اللاكتوز) ، سكر السعير (المالتوز) وسكر القصب (السكرور) ، وعديات السكرية مثل النشاء والبروتين و السيلوز والفليكوجين .
ومهم الاختبارات :

1- فحوصات وبنك : لتمييز السكريات المختزلة عن غير المختزلة في الوسط الصلب .
2- بارفويد : لتمييز السكريات المختزلة في الوسط السائل .
3- سلفانوف : لتمييز السكريات الأدهيدية عن الكيتونية .

4- جوليش : يعتمد على تأثير الحمض المبدئ القوي على الحلقة السادسة أو الخامسة للسكر لينتج الفورمال أومنته هيدروكسي ميثيل الفورمال حيث تكون ألوان معقدات عضوية متغيرة الألوان تصيد في تمييز أنواع السكريات .

5- اختبارات عديات السكرية : اختبار الحامضة الحامضية للسيلوز - اختبارات النشاء - اختبار اليود - اختبار الحامضة الحامضية للنشاء - اختبار قاع الفليكوجين بالحمض - اختبار خلاصة الرصاص القاعدية للنشاء .

6- اختبارات مختلفة : اختبار حمض الميوسيك - اختبار كشف غش على النخل - اختبار الكشف عن السكرور - اختبار الحامضة للسكرور - اختبار الحامضة التثبيعية للسكرور .

ما هي أبرز الصفات الفيزيائية والكيميائية للأحاديك والثنائيك والمقعدة؟
 السكريات الأحاديك والثنائيك مواد صلبة عذبة اللون أو سائلة لينة
 تتميز بأزلة ذوايب في الماء وغير ذوايب في الإيثانول وممتدة التفاعل.
 السكريات المقعدة تتأخر في السابق في أغلب الصفات إلا أن أزلة
 ذوايب في الماء أزلة الجزيئية المرتفعة.

المجموعات الوظيفية أو الأيزومريكية:

تحتل السكريات الثنائيك والمقعدة إلى سكريات أحاديك.

فركتوز + غلوكوز → السكروز

حلاهة

غلوكوز + غلوكوز → المالتوز

اختبارات السكريات

1- اختبار الذوبان:

الهدف: تعيين السكريات الأحاديك والثنائيك مع المقعدة أو اللاسكريات.

المبدأ: السكريات الأحاديك والثنائيك قابلة للذوبان في الماء أما المقعدة فهي

سحب الذوبان أو عذبة الذوبان في الماء بسبب ضخامة جزيئاته وفي حال

إذابة في تقيح في حال عذبة.

أما الذوبان في المركبات العضوية فيختلف مع سكر لظفر و تقل سرعة الذوبان

مع ارتفاع الكتلة الجزيئية.

طريقة العمل: يؤخذ 0.5 g من كل سكر أحادي وتوضع في أنبوب اختبار

ثم يضاف لكل أنبوب 3 ml ماء مقطر وتُحضر محتويات الأنبوب ويُلاحظ تضاد

في سرعة الذوبان.

تُعاد التجربة مع المذيبات العضوية كإيثانول والإستون ...

توضع النتائج في جدول للمقارنة.

غلوكوز فركتوز سكر مالتوز سكروز

2. اختبارات عامة :

P. اختبار موليش :



الهدف : تمييز السكريات عن غيرها من المركبات الأخرى.

المبدأ : لا تملك هذه المحض المركز (HCl, H₂SO₄) الدواب الفليكوزيدية لمعطيات سكريات أحادية.

2. أبيض نزع ثلاث هذبات ما فتول السكر الأحادي إلى مركب فوروزال بتأثير المحض نفسه إذا كان السكر خماسياً ، وإلى مركب 5- هيدروكسي ميتل فوروزال إذا كان السكر سداسياً.

3. التفاعل المركبات الألدهيدية السابقة ل الفوروزال ، 5- هيدروكسي ميتل فوروزال (مع كاشف ألبا الفتول بوجود المحض المركز فيتشكل معقد زيلده على شكل حلقة بنفسية فحرة بين هبة المحلول السكري وطبقة حمض الكبريت المركز.


ملاحظة : الألدهيدات والكيونات تعطي نتيجة إيجابية مع موليش ولكن بسرعات مختلفة.



طريقة العمل : نضع 2ml محلول سكري + نقطتين كاشف موليشت ثم يرد الأنبوب
وضائف ببطء وإلى حبران الأنبوب الداخلية وبعد إمالة 45 درجة
3-2 ml من 2% H₂SO₄ المركز لتتأطبقتان .
x المحاليل السكري 1% (غلوكوز - فركتوز - نشاء) .
نضيف 9g سكر إلى 100ml ماء .
x كاشف موليشت 5%
نضيف 5g ألمانقونول للأنبوب اختبار ونم إذابة ب 100ml إيثانول

3- اختبار النشردن :

المهدف : الكشف العام عن السكريات .
المبدأ : تفاعل النشردن بوجود هضف الكبريت مع مركبات الفورفورال أو 5- هيدروكسي
ميتيل الفورفورال فينتج مقدار لون أفسر إلى أفسر مزرق .




3- اختبارات السكريات المرهبة :

• إن المركبات الحادكة على مجموع كاربونيل لألدهيات و كيتونات (تميز بقدر على الإرجاع
لألفتهال) أي أنزلة مادة على إظهار الكيتونات إلى المواد المؤكدة فترهبة وتتأك
هي إلى هضف مصوية .

• السكريات النحادكة ومعظم الشايبك عدا السكرز هي سكريات مرهبة (فنتزة)
أما السكريات المقتدة فليس إلى قدرة إرجاعية سبب وجود مجموع كاربونيل وحيدة
في طرف سلسلها الفلكرزيبك الطويل إلى أنزلة بالتحلل المائي نطيا سكريات
مرهبة .

Subject

• في وسط قلوي تختزل السكريات هيدروكسيد النحاس الذرقة إلى أوليد النحاس الأحمر وتتحول هي إلى هيدروكسيد النحاس.



• قد تجري اختبار الرجاء في وسط حمضي حيث يضاف حمض الخل والخلات كما في اختبار **بارفورد** فيصبح الاختزال بظيماً هباءً مع السكريات الثابتة أما الأحادي فتترسب Cu_2O خلال دقائق.

ملاحظة: عند فحص $Cu(OH)_2$ القليل الذرقة تجري إضافة مواد تتركز معقدات ذائب مع أيون النحاس لمنع ترسبه حيث يضاف طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم (مالجروستيل) في اختبار **فهلغ** والسترات في اختبار **بنديكت**.

P- اختبار فهلغ :

الهدف: تمييز السكريات المرهبة وغير المرهبة.

المبدأ: يمكن للسكريات الأحادي والثابتة المرهبة أن ترفع أيونات النحاس Cu^{+2} في وسط قلوي إلى أيونات النحاس Cu^{+1} .

طريقة العمل: نأخذ 50ml من محلول فهلغ A مع 50ml من محلول فهلغ B ونضيف المزيج نوع السكر ليصبح اللون أحمر آخري إن كان السكر قرحي.

P- اختبار بنديكت :

الهدف: تمييز السكريات المرهبة وغير المرهبة.

المبدأ: يعتمد على اختزال Cu^{+2} إلى Cu^{+1} وتختلف سرعة تفاعل فهلغ بأنه أبطأ

من سكر بنويك المرتبة القوي المستخدم لمنع ترسب $Cu(OH)_2$ بدلاً من إضافة مالجروستيل يضاف سترات الصوديوم.

ملاحظة: لون كاشف بنديكت أزرق ثابت لا يتغير إلا بوجود سكر قرحي إن يترسب Cu_2O الأحمر.

٥- اختبار بارفويد :

الهدف : التمييز بين السكريات الأهدية والثنائية المرحبة.



المبدأ : هو اختبار خاص بالسكريات الأهدية فقط ، ويعتمد على العامل الزمني للتمييز بين السكريات الأهدية والثنائية حيث أن الأهدية تكون أسرع في إظهار النتيجة .
تقوم السكريات الأهدية بإرجاع شوارد الخاس الموجودة في خلاصة الخاس إلى Cu_2O الأحمر في وسط حمضي ضعيف ، أما السكر فينالكس إلى حمض .

طريقة العمل : يضاف 2 ml محلول سكري 2 ml من كاسفة بارفويد يُخلط ويسخن في حمام مائي لعدة دقائق حيث يلاحظ أن راسب أحمر خلال دقائق إذا كان السكر أهدية وخلال مدة زمنية أطول إذا كان السكر ثنائياً .


٦- اختبار تولدثر :

الهدف : تمييز السكريات المرحبة من السكريات غير المرحبة .

المبدأ : يعتمد هذا الاختبار على الخاصية البرجائية لجزئية السكر إذا تقوم مجموعة الكربونيل النشطة باختزال أيون الفضة الشاذية Ag^+ إلى معدن الفضة Ag الذي يترسب على شكل مرآة فضية في وسط متلوي من NH_4OH .



طريقة العمل :



مطرات $AgNO_3 + NH_4OH$ 1 ml + 2 ml

هي سلك راسب أبيض يخل بزيادة البرضانة

ثم تصفى الأنابيب في حمام مائي لمدة 10 min فيلاحظ ظهور مرآة فضية في الأنابيب الثلاثة الأولى بينما لا تظهر في السكروز .

هذا اختبار الأوسازون:

الهدف: التمييز بين السكريات المختلفة الأهدية والشاكية من خلال شكل بلورات الأوسازون، مع ملاحظة اختلاف الزمن اللازم ليشكل البلورات لكل من:

المبدأ: تتفاعل الزمرة الكربونيلية الحرة (الأهدية أو كيتونية) الموجودة في إسكريات المرحمة مع مركب فينيل هيدرازين في وسط حمضي ضعيف فينتج أولاً هيدرازون السكر المناظر المقابل للذوبان، الذي يتفاعل مع هيدروكسيلات هيدروكسيلية منه فينيل هيدرازين لينتج الأوسازون المناظر، ويكون شكل بلوري ولا يذوب في الماء البارد.

يؤدي الزمن دوراً هاماً في تشكيل البلورات وذلك حسب نوع السكر المستخدم.

و اختبار حمض البيريك:

الهدف: الكشف عن السكريات المرحمة.

المبدأ: تعمل السكريات المرحمة في الوسط القلوي على اختزال حمض البيريك من اللون الأصفر الداكن إلى حمض البيريك إلى أصفر اللون.

