

4. اختبارات خاصة للتمييز بين أنواع السكريات :

م. الاختبارات الخاصة بالسكريات الخماسية (النتوزات) :

اختبار خلاصة الأنيلين.

الهدف : التمييز بين السكريات الأهدية الخماسية والسكريات الأهدية السداسية.

المبدأ : يؤدي تزعج الماء من السكريات الخماسية بتأثير المحوضه الممنية المركزة إلى تكوين الفورموزال الذي يتفاعل مع بعض الأنيينات لخلات الأنيلين (مؤدية إلى تشكيل معقدات ذات لون أحمر كرزى).

علك الخيال السريع للاختبار خلاصة الأنيلين مع النتوزات !

لذئ الفورموزال أسرع تظايراً من هيدروكسي ميثيل الفورموزال الذي يعطي السكريات السداسية.

طريقة العمل : يؤخذ 2ml محلول سكري 2% (2g سكر كل في 100ml ماء)

ويضاف إليه 1ml من محلول حمض كلور الماء المركز ثم سيخن في حمام مائي مع وضع قطعة من ورق الترشيح المبلل بخلات الأنيلين على فوهة

الذئوب ومنتقر في عمليتي الغليان حتى انطلاقة أخرة تكون ورق الترشيح بلون أحمر كرزى. **ملاحظة** سرعة تكون ورق الترشيح في الذئوب

المادة على السكر الخماسية بينما السداسية تكون أبطأ.

ملاحظات :

* يمكن للفراتوز لسكر سداسية لتكون أن يطيح نتيجة إجابية مع هذا

الاختبار وذلك لتكوينه كيميائياً مع الفورموزال بالتخيد مع حمض كلور الماء.

* يمكن أن يلاحظ تكون الجبار الداخلي للذئوب بلون أحمر بيه حدوث تفاعل تكثيفي لخلات الأنيلين المتأفطة من الورقة على جبار الذئوب.

Subject

٥- الاختبارات الخاصة بالسكريات الكيتونية :

« اختبار سيلفانوف »

الهدف : الكشف عن السكريات الحادوية على محوكة كيتونية هرة ،
المبدأ : يعتمد هذا الاختبار على توكيل السكر الكيتوني بالتسخين بوجود
هرونت كلور الماء إلى مركب هيدروكسي ميتل فوفورال الذي يتكاثف مع
الريزورسينول مشكل مركب معقد ذو لون أهدر .

طريقة العمل : هنذ 3ml من المحلول السكري ثم أضف إلى 2ml من كاسفت
سيلفانوف وسخنه على اللهب المباشر حتى الغليان ، لاحظ تشكل لون
أهدر دليل على وجود سكر كيتوني .

(note)

المحلول السكري 2% (2g سكر كل في 100ml ماء مقطر) .

هرونت كلور الماء 50% (50ml ماء مقطر يضاف إلى 50ml هرونت مركزا) .

كاسفت سيلفانوف (كل 0.5g من الريزورسينول في 100ml هرونت كلور
الماء 50%) .

علل : يعطي السكروز نتيجة إيجابية مع اختبار سيلفانوف !

سببه تأثير هرونت كلور الماء عليه وتفككه إلى مكوناته الفلوكوز والفرکتوز .

علل : الفلوكوز يعطي نتيجة سلبية مع اختبار سيلفانوف !

لأنه لا يكوى على زهرة كيتونية هرة .

5- اختبارات إضافية :

P- اختبار الأستف عن السكروز :

الهدف : تمييز السكروز عن السكريات الشائكة الأخرى .

المبدأ : يعتمد على تفاعل السكروز مع كبريتات الأوبالت $CoSO_4$ في وسط
محمى فيتكون لون بنفسجي في حال وجود السكروز .

طريقة العمل : هنذ 2ml محلول سكري 2% في أنبوب اختبار وأضف إليه

1ml من محلول هيدروكسيد الصوديوم 5% لـ 5g NaOH كل بـ 100ml ماء مقطر)

ثم يوضع بضع قطرات من محلول الأوبالت 2% (2g كل بـ 100ml ماء مقطر)


ثم أضف هيدروكسيد الصوديوم الباقى إلى وجود السكروز .

10

١- اختبار الملمهة الحضية للسكروز :

الهدف : تحديد مكونات السكروز بعد التحلل المائي .

المبدأ : السكروز يترك شائبة غير مختزل ولكنه يتخيه محلوله مع حمض معدني قوي يتفكك السكروز ويحرر هزي وغلوكوز وهزي وفركتوز ويصبح المحلول بعدها قوهدبا . ثم باستخدام اختبارات الاختزال السابقة (فهلنغ) يمكن الكشف عن نواتج الملمهة .



طريقة العمل : تأخذ أنبوب اختبار :

1] 2 ml محلول سكري + 2 ml محلول فهلنغ

2] 2 ml محلول سكري + 0.5 ml محلول حمض الكبريتيك 10%

(10g حمض كلوب 100ml ماء)

برخه الأنبوب الثاني في حمام مائي لمدة 15 min ثم أضف للأنبوب الأول

0.5 ml محلول هيدروكسيد الصوديوم ثم أضف إليه 2 ml محلول فهلنغ وادعه

الأنبوبين في حمام مائي لمدة 3 min ولاحظ النتيجة .

د. اختبار الماده الأندريك للسكروز :

الهدف : تحديد مكونات السكر بعد التحلل الأندريجي .

المبدأ : بواسطة هيدرة السكرز تتفكك الرابطة المليكوزيدية وتحرر الغلوكوز والفركتوز .

note

هيدرة السكرز تؤدي في هيدرة الجند المادي .


طريقة العمل : تذاب كمية من الهيدرة في الماء ثم يؤخذ من كل 3 ml في أنبوي اختبار، أهدها وتركه في درجة حرارة الغرفة والثاني نضعه على النار حتى الغليان ثم يبرده . ثم نضيف إلى الأنيولين 3 ml من محلول السكرز وتركه بدرجة الغرفة لمدة 15 min . نأخذ 3 ml من رشاهاة كلاً الأنيولين ونضيف إلى 3 ml من كاشف بندت و نضع الأنيولين في حمام مائي يقاوي ويب 5 min نجله النتائج .

د. اختبار حمض الميوسيك :

الهدف : التمييز بين سكر الفالداكتور واللاكتور من ناهيك وباقي السكريات المدهيك من ناهيك أخرى .

المبدأ : يتخيم السكريات الأهدريك مع حمض الآزوت المركز لتكون هوضه ثنائي الكريوكيل تدرب بالمحلول بينا جذ أن تخيل محلول الفالداكتور مع حمض الآزوت المركز يكون هوضه الميوسيك الذي لا يذوب بل يترسب في قعر الأنبوب .

طريقة العمل :



تلا حظ وجود رواسبه

note

اللاكتور يذوب نتيكة إيجابيك ليحلل إلى الفالداكتور ثم إلى حمض الميوسيك .

5- اختبار الأشفنة عن عش على الخلع :

الهدف : الأشفنة عن عش على الخلع بالسكر المحلول.

المبدأ : يتم عش العسل بإضافة السكر المحلول بالمحضه إذا ينبثق عن هذا التحويل

بدرجات الضورضوراك التي تتفاعل مع كاشف الريزورسينول لتعطي معقدات ملونكة.

لهيئة العمل : يذاب 2g عسل خل في 10ml ماء ويختلص بالعنيل باليد

ثم تؤخذ هليئة البديز وتتركز إلى 5ml ثم يضاف إليه 3ml من كاشف

الريزورسينول (خل 1g ريزورسينول في 100ml من كاشف الماء).

يترك ويلاحظ اللون المتكون فإذا ظهر لون أحمرازوي خلال دقيقتين يدل على

وجود سكر محول جاري أما ظهور اللون الأصفر فيدل أن النتيجة سلبية

يترك هذا الاختبار على البارو.

6- اختبارات عديدة السكرية :

تتوي عديدة السكرية على عدد كبير من هزيئات السكر الأهداي وهي :

للتدوب في الماء وليس لها طعم حلو ولا رائحة مميزة بل تتكحل محلول غروي مع

الماء الساخن وتمازج لتعطي نتيجك إجابيك مع كاشف مولسنت. ومنه أهمل :

P- النشاء : وهو مخزون السكريات في النباتات وتتكون وحدات النشاء من

القاد هزيئات D- غلوكوز. ويتألف النشاء من نوعين :

* **الأميلوز** : يتكحل من 10-20% ، ويتألف من سلاسل مستقيمة من ألنا

D- غلوكوز مرتبطة ببعضه بين ذرات الكربون 4 و 1 و 4 و 1 بالما الساخن.

* **الأميلوبكتين** : يتكحل من 80-90% ، ويتألف من ألنا D- غلوكوز مرتبطة

ببعضه بطريقتين : ارتباط ذرات الكربون 1 و 4 و 6 التي تتكحل بالما

متفرعة ، ويتكحل الأميلوبكتين مع الماء الساخن محلول صمغيا أو هلامي.

ل- الغليكوجين : يوجد في كبد وعضلات الإنسان والحيوان ويتألف من

ألنا D- غلوكوز على شكل سلاسل مستقيمة وأهدى كثيرة التفرعي.

ه- الميلوز : يتكحل جدر الخلايا في النباتات جميعها ، وهو يتألف من وحدات

بيتا غلوكوز والرباط بين ذرات الكربون (1,4). لا يتكحل الميلوز بالماء أبداً

وللايتأثر بالحياتر الموجودة في جهاز الهضم عند الإنسان بل يمتص الحيوان لوجود

بكتريا في جهاز الهضم.

د. الذئولين، يوجد في الجذور وأجزاء النباتات الأخرى ويتألف من بيتا D-غلوكوز على شكل سكر مستقيم وأخرى كثيرة التفرع.

الاختبارات:

1. اختبار اللمعة الحسنة لليلوز:

الهدف: تحليل اليلوز إلى وحدات الأسياسية (الغلوكوز).

المبدأ: اليلوز لا يذوب في الماء اختزاله في حين نواتج اللمعة إلى خواص اختزاله.

طريقة العمل: يؤخذ كمية من العنق في بيكر ويضاف إليه 50ml من

محلول الكبريت 50% (50ml من تركيز يضاف إلى 50ml ماء مقطر) وتسخن

في حمام مائي مدة ساعة خلال التحلل اليلوز إلى وحدات الغلوكوز، ثم

جذب جربك وفهنتي على نواتج خلال كونه اليلوز ونواتج تحلل بعد تعديل لوسط

بإضافة هيدروكسيد الأمونيوم بواسطة عباد الشمس.

2. اختبار اليود، النشا:

الهدف: دراسة خصائص النشا.

المبدأ: تتوهج الجزيئات ضمن لغات هليوزن الأميلوز فقط معظم وحدات الصور البري

معدا الذرقة مثل فيظهر اللون الأزرق لمعد النشا واليود.

أما المركبات والأميلوبكتين والاميلوبكتين فإنها تعطي ألوان بيضاء في حين تعطي

المركبات الأهدى والسائبة أي لون مميز.


علامة: يزول اللون الأزرق لمعد نشاء يود عند التسخين!

لأن سلسلة الأميلوز تقود ويتعد اليود على ويعود اللون ثانية بالتبريد.

علامة: عند إضافة هيدروكسيد الصوديوم تختفي اللون الأزرق!

ببب ارتباط اليود بالأميلوز مكوناً يودات الصوديوم وهيبويوديد الصوديوم،

وهذه النواتج لا تعطي لون أزرق مع اليود:



وعند معادلة الوسط القاعدي لحد الماء تتفاعل المركبات السابقة مع محلول لور

الماء فيتحرر اليود من هيدريد ويتوهج ضمن لغات الأميلوز فيعود اللون الأزرق.

note

لدراسة النشأ نتيجة إيجابيك مع الاختبارات البرهانيك بسبب ضخامة هيدراتك على الرغم من امتوائه على الوظيفة الدهتاليك في زللك السلسلة. وللك هذه الخواص تظهر بعد إجراء الهدمة الكيمائيك أو الأذمبيك فيتحلل النشأ إلى ديكستريزات ثم إلى مالتوز ثم إلى الفلوكوز.

طريقة العمل: يوضع في أنبوب اختبار 2ml من محلول النشأ 1% لتخضع لظروف 1g نشأ مع 10ml ماء مقطر بارد حتى الحصول على محلول معلق. ثم يضاف 80ml ماء مع التحريك والتخين حتى الغليان بالاستمرار لمدة 5min حتى الحصول على محلول رائق، وتترك المحلول يبرد وتحمك الحجم إلى 100ml (ثم يضاف مقطرة من محلول اليود البوتاسي) لتخضع بإضافة كلك من الماء المقطر إلى 2g يود بوتاسي ثم تحك في هذا المحلول 1g من اليود ويحمك الحجم بالماء المقطر إلى 100ml) فيلاحظ لون أزرق غامق.

• بسبب الأذموب ولاحظ اختفاء اللون.
• يرد الأذموب ولاحظ عودة اللون الأزرق!
• أضف نقطتين من محلول هيدروكسيد الصوديوم 5% (تحك 5g في 100ml ماء) ولاحظ اختفاء اللون من جديد.

• أضف نقطتين من حمض كلور الماء 20% (تحك 4ml في 100ml ماء مقطر) ولاحظ عودة اللون من جديد!

خذ ثلاثة أنابيب:
1] عليكوهين
2] سكروز
3] ديكستريز

↓ إضافة مقدرات من محلول اليود على البارد
أهريفجوي أصفر فاتح يوق فحم

• هدمة النشأ الأذمبيك:
الهدمة: تتكلك النشأ إلى المالتوز.
المبدأ: أترجم الأستيلز بملك النشأ إلى المالتوز.

طريقة العمل: يوضع في أنبوب 5ml محلول نشأ وأضف إليه 1ml محلول اللعاب (مفضضة مدة 5min) ثم تسخن في حمام مائي 15min ثم هذا 2ml وأضف في يرك اليود والبائي أهري علي وظلنق.

د. ملهة الفليكوئين :

الهدف : الحصول على الفلوكوز من ملهة الفليكوئين .

المبدأ : ملهة كلور الماء يفكك الفليكوئين بالسنتين إلى الفلوكوز .

طريقة العمل : نسخه 5ml من ملهة الفليكوئين مع 3ml ملهة كلور الماء المرترن ذو 15min ، عدل المحوضه بإضافة هيدروكسيد الصوديوم ثم أهدري جربك اليود واختبار فهلنغ .

7- الاختبارات الفيزيائية :

« اختبارات الترسيب »

P- اختبار خلاصة الرصاص القاعدية للنشاء :

الهدف : تميز النشاء عن الدركستين .

المبدأ : خلاصة الرصاص القاعدية تُسبب النشاء في حين لا يلاحظ حدوث ترسيب مع الدركستين .

طريقة العمل : يضاف 1ml من ملهة خلاصة الرصاص القاعدية 2% إلى 3ml من ملهة النشاء ، تلاحظ تسبب النشاء في أسفل الأنبوب ، تكرر التجربة مع الدركستين فلا تلاحظ ترسيب .

د- الترسيب بواسطة الأحول :

خذ في أنبوب 3ml من ملهة النشاء وأضف إليه 3ml من الأحول ، كرر لتجربك باستخدام الدركستين والفليكوئين .

هـ- الترسيب بواسطة كبريتات الأمونيوم :

1- الترسيب باليسباع الكامل : خذ في أنبوب اختبار 5ml من ملهة النشاء وأضف إليه بلورات من كبريتات الأمونيوم ، امزجها جيداً حتى يتكون ملهة شبيهة ، رشح وخذ الرساهة وأهدري على اختبارات : فهلنغ ، بندكت ، اليود ثم كررها على الدركستين والفليكوئين .

2- الترسيب باليسباع النصفيا : خذ في أنبوب اختبار 5ml من ملهة النشاء وأضف إليه 5ml من ملهة كبريتات الأمونيوم المسببة ، رشح وأهدري اختبار اليود على الرساهة ، كرر التجربة على ملهة الدركستين والفليكوئين .