

يقيس ثوابت الزيوت أو الدهون:

1. **تقدير الرقم الحضي:** الرقم الحضي هو الكمية اللازمة من هيدروكسيد البوتاسيوم اللازمة لمادة المحوصة الدهنية المرة الموجودة في غرام من العينة. يبدأ الاختبار بكتوى الزيوت والدهون بفض المحوصة الدهنية التي تقدر بالمعايرة مع محلول ملوي  $NaOH$  أو  $KOH$  مياحياً بوجود كاربف الصنول فتالين. يدل الرقم الحضي على مدى التحلل المائي للزيت أو الدهن وهذا ما يحدث عند نشاط أنزيم الليباز أو عند تخزين الزيت بظروف غير مناسبة من الرطوبة والحرارة وتؤثر العوامل المؤكدة مما يؤدي إلى انقراض المحوصة الدهنية المرة، وهو يتأثر بـ  $\gamma$  أوعية جودة الزيت. طريقة العمل:

1. يوزن 3g من المادة الداكنة ويوضع في هوبلك.
2. يضاف 25ml من الأحول المقابل ثم يخن المزيج في حمام مائي وتخلط المحتويات جيداً ويضاف المزيج ثم يضاف عدة نقاط من الصنول فتالين.
3. يتمايز محتويات الذرلية لمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم 0.1N مع الزجاج خلال المعايرة حتى نقطة المقابل.
4.  $\gamma$  = الرقم الحضي:

$$\gamma = \frac{N \cdot V \times 56.1}{W}$$

W

56.1 الوزن الجزيئي لـ  $KOH$

W وزن عينة الرسم

N نظامية  $KOH$

V حجم  $KOH$





## 3. تعيين رقم اليود:

الرقم اليودي، هو كمية اليود مقدرة بالغمات اللازمة لإسباح الروابط الذهبية الموجودة في 100g من المادة المدسمة.

صبدأ الاختبار: ينضم اليود إلى مواقع الرابطة الذهبية في السلسلة الهيدروكربونية المحضرة الدهنية، وكلما زاد عدد الروابط الذهبية في المحضرة الدهنية، يزداد الرقم اليودي. يمثل الرقم اليودي مقياساً لدرجة عدم الإسباح لهذه الدهون والزيوت والتي تختلف من زيت لآخر. حيث أن الدهون التي تحتوي كمية قليلة من المحضرة الدهنية غير المشبعة تلك الأرقام يودية منخفضة وتكون صلبة في درجة الحرارة العادية وعلى العكس فإن الزيوت التي تحتوي كمية كبيرة من المحضرة الدهنية غير المشبعة تلك الأرقام يودية عالية وتكون سائلة في درجة الحرارة العادية.


**ملحوظة:** كلما ارتفع مقدار عدم الإسباح في الزيت، أو الدهن، تزداد قابلية التزنجير لديه بمرور الوقت.

• بعد الرقم اليودي، هو شدة التليخ على اللسان عند القلي أو السباح على الدهن.

أو عن الزيوت والدهون بين 1 و 2.

## اختبار التكرولين، الفليبسول:

صبدأ الاختبار: خضعت إلى التكرولين بنوع هبسي من مادة هبسي وفليبسول، وينتج التكرولين من الفليبسول هو 2.000 أو 2.000.



هستية العمل: هذه المادة التزنجير في أنبوب اختبار وأضيف إليه 5g من كبريتات المغنيزيوم ثم ختم الأنبوب جيداً وحقن في الزيت، ثم لاحظ رائحة التكرولين الواضحة.

اختبار هضم اليود:

الهدف: تتبع الروابط المضاعفة في الزيت باليود.  
المبدأ: إن المحصول الدهني غير المشبع له قابلية لضم اليود ليسباعي روابط المضاعفة.  
طريقة العمل: أذيب 1 ml زيت زيتون في 5 ml من اليود المتحلل باليدين ولدهظ زواله  
لونه اليود، ثم أضف كمية من اليود حتى يباريك عدم اختفاء لونه اليود دليل إشباعي الروابط  
المضاعفة في الزيت.

الستيرولات:

الستيرولات: هي لسيارات غير قابلة للقصبة لنزلة الخوي هوصة دهنية وهي ذات  
تدريج هلق فاصد ولله أذوار هوية هامة.

7- عدد أهم أنواع الستيرولات:

1- الكوليسترول الذي يتواجد بنسبة عالية في الأنسجة المصية وهيدرات الخلد بالحيوانية  
وهو مادة القصبغ الأولية للستيرولات الدهنية في الجسم.

2- مغزرات الصفراء مثل هضم الكوليكة الذي يهيم في استقلاب الدهون في الأمعاء  
وتعمل هضملة وامتصاصه.

3- هومونات القدة الكهريك وبضرة الهرمونات الجنسية.

4- فيتامين D مشتق هام للستيرولات.

5- سترولات نباتية مثل: سايتو سترولات في النباتات الرامية و

أرينو سترولات في الفطريات.

اختبار تأثير هضم الكبريت في الستيرولات:

الهدف: الكشف عن الستيرولات بواسطة هضم الكبريت.

المبدأ: تتفاعل الستيرولات المذاب في الكوروفورم مع هضم الكبريت المتزن فينتج لونه أحمرا  
إلى بنفسجي، وتختلف اللون تبعاً لوجود المادة الدسقة غير المشبعة المرافقة للستيرولات

طريقة العمل: هضم ثلاث نقاط من زيت الزيتون في أنبوب اختبار وأضف إلى 2 ml  
من الكوروفورم ثم أضف إلى خدر وعلى هيدرات النسيوب 2 ml من هضم الكبريت  
المتزن. ربي المزيج بالهظ ولدهظ ظهور اللون البنفسجي دلالة على وجود الستيرولات  
في الزيت.



اختبار ليرمان - بورستارد الكوليستيرول :

الهدف : الكشف عن الكوليستيرول.

المبدأ : تتفاعل معظم السيوليات الذائبة في الكحول فورم مع بدماء هضت الخل في وجود هض الكبريت المركز فتنتج لوناً أخضر.

يتماد منه هذا التفاعل لتقدير الكوليستيرول الكلي في الدم باستخدام أجهزة التحليل الطيفي الضوئي في مدى اللون الأخضر تتناسب طرأ مع تركيز الكوليستيرول.

طريقة العمل : هنو في أنبوب اختبار 2 ml من محلول الكوليستيرول 1% في الكحول فورم أذ الرديانول ثم أضف إلي 5 نقاط من بدماء هض الخل وأضف لبيوتال في فخذ ر على حبات الرديانول 2 ml من هض الكبريت المركز.

لللمحظ بعد عدة دقائق في ظهور لون أخضر ينفج في تفتيح بعد عدة دقائق إلى اللون الأخضر.

**ملاحظة :** يجب أن تكون المواد والمعدات جاهزة تماماً قبل فتح الشخ التجريبي.