



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة حماه
كلية الهندسة الزراعية
السنة الأولى- الفصل الثاني

الكيمياء العضوية

القسم العملي

الجلسة (6)

د. رحيم أبو الجدايل

2024-2025م

1446-1447هـ

Page number

(9)

مكتبة الكلية الرسمية


للتواصل والاستفسار عبر الرقم التالي : 0996631893

الكشف عن الأحادي مشعري

الكشف عن الوظيفية الكربوكسيلية

(الكربوكسيلية) عبارة عن مجموع ذرات هيدروكسيلية اعتبرت فيها ذرة أو عدة ذرات من الهيدروجين بزمرة أو عدة زمر كربوكسيلية ($-COOH$) .
وتقسم تبعاً لعدد الزمر الكربوكسيلية في جزيئتها إلى أحماض أحادية الزمرة وأحماض متعددة الزمرة .

كما ويمكن تصنيفها بالاعتماد على طبيعة الجذر المرتبط بالزمرة الكربوكسيلية إلى حموض كربوكسيلية أليفاتية (مشبعة وغير مشبعة) و إلى حموض كربوكسيلية عطرية .



١١-١- الطريقة العامة للكشف عن الوظيفية الكربوكسيلية :

يمكن الكشف عن الوظيفية الكربوكسيلية بعدة طرائق منها :



١- تفاعلها مع كلور الحديد :

يتم الكشف عن الحموض الكربوكسيلية بوجود فلزي حيث يتشكل

كربوكسيلات الصوديوم :



ثم تتفاعل كربوكسيلات الصوديوم المتشكلة مع كلور الحديد لإعطاء معقد

أحمر اللون من كربوكسيلات الحديد :

معقد لون أحمر




طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار (٢) مل من حمض كربوكسيلي وأضف عدة نقاط



من ماءات الصوديوم للتعديل تركيزها (٠,٥) ن ، اختبر ذلك بواسطة ورقة عباد

النسبة ، ثم انصهر المزيج عدة قطرات من محلول كلور الحديد و ذلك قطرة
قطرة حتى يظهر اللون الأحمر او ظهور راسب أحمر . إذا لم يظهر اللون
مباشرة سخن على حمام مائي حتى يظهر اللون .



٢- تفاعلها مع الأنيلين :

تستطيع الحموض الكربوكسيلية أو مشتقاتها أن تتفاعل مع الأنيلين مشكلة
مركبات بلورية ذات درجات انصهار محددة يمكن أن تساعد على تعيين نوعية
الحمض ، وهذه المركبات يطلق عليها بالأنيليدات :



طريقة العمل :

خذ أنبوبي اختبار وضع في الأول (١) مل من كلور الأسيد وفي الثاني
(١) مل من محلول كلور البنزويل ثم أضف إلى كل من الأنيلين (١) مل من
الأنيلين وذلك نقطة نقطة مع التحريك ، وبعد بضع دقائق أضف (١٠) مل من
حمض كلور الماء في كل منهما من أجل إذابة الأنيلين الزائد . حرك المزيج حتى
ينفصل ثم رشح الأنيليد المشوب والصلب واغسله بقليل من الماء البارد .



٣- تفاعلها مع الأغوال :

يعطي الحمض الكربوكسيلي عند تفاعله مع الأغوال الأستر . ويطلق عادة
على هذا التفاعل اسم تفاعل الأسترة وهو تفاعل متوازن ، ولإزاحة التوازن نحو
اليمين يستخدم حمض الكبريت كوسيط لامتصاص الماء المتشكل .



طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار (١) مل من حمض كربوكسيلي وأضف إليه (٢) مل من الإيثانول ، ثم أضف إلى المزيج المتفاعل عدة قطرات من حمض الكبريت المركز . سخن الأنبوب في حمام مائي حتى الغليان لمدة (١٠) دقائق . اترك المزيج يبرد ثم لاحظ ترسب الأستر في الأنبوب .

١١-٢- الطرق الخاصة للكشف عن بعض الحموض الكربوكسيلية


(أحادية وثنائية الزمرة الكربوكسيلية) :

١١-٢-١- الكشف عن حمض النمل $II\ COOH$:

حمض النمل مركب صلب درجة انصهاره (٩) °م ، ودرجة غليانه

١٠١ °م . يمكن الكشف عن حمض النمل بالطرائق التالية :

١- أكسدة حمض النمل : تتم أكسدة حمض النمل باستخدام برمنغنات البوتاسيوم حيث يتحول إلى حمض الكربون الذي لا يلبث أن يتفكك ليعطي غاز ثنائي أكسيد الكربون و الماء :



طريقة العمل :


ضع في أنبوب اختبار (٥) مل من حمض النمل وأضف إليه (٣) مل من محلول برمنغنات البوتاسيوم (١) ن ثم أضف إليه عدة نقاط من حمض الكبريت المركز ، اغلّق الأنبوب بسدادة يخترقها أنبوب انطلاق نهايته معكوفة ومغمورة في أنبوب آخر يحوي رائق الكلس . سخن أنبوب التفاعل وراقب التفاعل ثم سجل ملاحظاتك .

٢- إرجاعه لنترات الفضة :

يستطيع حمض النمل إرجاع ماءات الفضة النشاردية (كاشف تولانز) حيث يمتاز حمض النمل بخواص مرجعة تمكنه أن يشكل مع كاشف تولانز مرآة فضية مثله في ذلك مثل الألديدات :




(نملات الفضة) (أوكسيد الفضة)



طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار (١) مل من حمض النمل و (٣) مل من كاشف تولانز . سخن في حمام مائي حتى ظهور راسب أبيض يسود شيئاً فشيئاً مشكلاً مرآة فضية لماعة.

٣ - تفكك حمض النمل : يتفكك حمض النمل بوجود حمض الكبريت :



طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار (١) مل من حمض النمل و (٣) مل من حمض الكبريت المركز ثم سخنه تسخيناً لطيفاً . تأكد من هوية الغاز المنطلق بإشعاله بعود تقاب على فوهة الأنبوب إذ يعطي لهباً أزرقياً .

١١-٢-٢- الكشف عن حمض الخل $\text{CH}_3\text{-COOH}$:

ينصهر حمض الخل في الدرجة ١٨ °م ويغلي في الدرجة ١١٨ °م . غير قابل للانحلال في الماء ، وذو رائحة مميزة . يمكن الكشف عن حمض الخل بالطرائق التالية :



١- يسطي مع الأفران أسبورات زكية الرائحة، فتتلا ويتفاعل حمض الخل مع الإيثانول بوجود حمض الكبريت مشكلاً خلاات الإيثيل (أستر حمض الخل) ذات الرائحة الزكية :



طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار (١) مل من حمض الخل الممدد وأضف إليه (٧) مل من الإيثانول ثم أضف إلى المزيج المتفاعل عدة قطرات من حمض الكبريت المركز . سخن المزيج ثم برده واسكبه في أنبوب آخر بحوي (٧) مل من الماء المقطر . لاحظ انطلاق أبخرة رائحتها شبيهة برائحة التفاح هي رائحة الأستر المتشكل .

٢- خذ كمية صغيرة من حمض الخل وعدلها بمحلول مركز من الصرد الكاوي بوجود ورقة عباد الشمس ، ثم بخر ناتج التعديل حتى الجفاف . امزج الكتلة الصلبة الناتجة مع أكسيد الزرنيخ As_2O_3 في أنبوب اختبار . سخن مباشرة وبلطف، ثم ارفع درجة الحرارة شيئاً فشيئاً . اسوداد الكتلة الصلبة وانتشار أدخنة بيضاء ذات رائحة كريهة دليل على تشكل أكسيد الكاكوديل ، وبالتالي دليل على وجود حمض الخل :



يسمح هذا التفاعل بكشف كميات صغيرة من حمض الخل الحر أو المتحد على شكل خلاات .


١١-٢-٣ الكشف عن حمض الحماض HOOC-COOH :

حمض الحماض مركب صلب يتبلور من محاليله المائية مع جزيئين من الماء :
(HOOC - COOH , 2H₂O)

يفقد ماء تبلوره إذا ما سخن إلى الدرجة ١٠٠ م° ، ثم يتصعد بعد ذلك قبل أن يبلغ درجة انصهاره ١٨٩ م° ، مما يجعل قياس درجة انصهاره صعباً وقليل الدقة . يمكن الكشف عن حمض الحماض بالطرائق التالية :

١ - معالجته بـ حمض الكبريت المركز : يجرى حمض الكبريت المركز حمض


الحماض من جزيئة ماء ، فينتقل غاز الكربون وأكسيد الكربون :



طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار بضع بلورات من حمض الحماض و (١) مل من حمض الكبريت المركز ، ثم أغلق الأنبوب بسدادة يخترقها أنبوب انطلاق نهايته معكفة : مغمورة في أنبوب آخر يحوي رائق الكلس . تعكر رائق الكلس دليل على انطلاق غاز الكربون ، وبالتالي دليل على وجود حمض الحماض .

٢ - معالجته ببرمنغنات البوتاسيوم : يتأكسد حمض الحماض بالمؤكسدات القوية مطلقة غاز الكربون :



طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار بضع بلورات من حمض الحماض و (١) مل من محلول مركز من برمنغنات البوتاسيوم . اغلق الأنبوب بسدادة يخترقها أنبوب

انطلاق نهارته معكوفة ومضمرة في أنبوب آخر يدوي رائق الكاس . تذكر رائق الكلس دليل على انطلاق غاز الكربون والنالي دليل على وجود حمض الحماض


٢- تشكيل حماضات الكالسيوم

يعطى حمض الحماض مع املاح الكالسيوم المنحلة راسباً أبيض لا يذبل في حمض الخل ، بل يذبل في الحموض المعدنية :




طريقة العمل :


ضع في أنبوب اختبار (١) غ من حمض الحماض وأضف إليه قليلاً من الماء المقطر حتى الانحلال . ثم أضف إلى المحلول حوالي (١) مل من حمض الخل وأضف بعدها (٢) مل من محلول كلور الكالسيوم . لاحظ تشكل راسب أبيض من حماضات الكالسيوم (أوكزالات الكالسيوم) .



حمض السوكسينيك أو الكهرباء مركب صلب عديم اللون حلول في الماء الساخن والفول الإيتلي والأسيتون ، يتبلور من محاليله المائية على شكل بلورات مشورية تتصهر في الدرجة ١٨٢,٥ م° . وإذا سخن إلى الدرجة ٢٣٤ م° فقدت كل جزيئة منه جزيئة ماء معطية جزيئة من بلا ماء حمض السوكسينيك المركب الصلب الذي ينصهر في الدرجة ١١٩,٦ م° ويغلي في الدرجة ٢٦١ م° .




بلا ماء حمض السوكسينيك



اختبارات الكشف :

١ - ينحل حمض السوكسينيك في حمض الكبريت المركز البارد دون تفحم ، ويتحول لون المحلول بالتسخين الشديد إلى اللون الأسود ناشراً ثنائي أكسيد الكبريت .

٢ - يتفاعل حمض السوكسينيك مع نترات الفضة مشكلة راسباً أبيض من سوكسينات الفضة وهذا الراسب ذواب في ماءات الأمونيوم :




طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار بضع بلورات من حمض السوكسينيك وأضف إليها (١) مل من ماءات الأمونيوم مع (١) مل من الماء المقطر . بعد ذلك أضف إلى المزيج (١) مل من نترات الفضة ، فإذا لم يتشكل راسب ، سخن المزيج حتى يتشكل راسب أبيض من سوكسينات الفضة .

٣- يعطي مزيج حمض السوكسينيك مع الريزورسينول وبضع قطرات من حمض الكبريت المركز عند تسخينه بلطف لوناً أحمر .



وعند صب المزيج السابق في كمية كبيرة من الماء يصبح اللون أصفر برتقالياً ذا فلورة خضراء غامقة يزداد وضوحها مع تغير اللون إلى الأحمر الزاوي عند إضافة قلوي (يعود ذلك إلى تشكل سوكسينيل الفلورسين) :






الزيتون


١١-٢-٥- الكشف عن حمض الليمون



حمض الليمون مركب سلب ، يتأثر من محالاه المائية مع جزيئة ماء
 واحدة ، تتصور بلوراته المائية في الدرجة ١٠٠ م° ، وتصور بلوراته اللامائية
 في الدرجة ١٥٣ م° ، وتفكك في الدرجة ١٧٥ م°. يتفكك حمض الليمون بوجود
 حمض الكبريت المركز الساخن مشكلاً الأسيون ومطلقاً غاز الكربون وأكسيد
 الكربون .



يُحصل نزع لاحق لـ CO_2 ويتشكل الأسيتون :




الأسيرتون

طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار (١) غ من حمض الليسوز ثم أضف (٢) مل من حمض الكبريت المركز . أغلق الأنبوب بسدادة اخترقها أنبوب انطلاق نهايته

معدوثة . سخن بحذر ، ثم أشعل عود ثقاب بالقرب من فوهة أنبوب الانطلاق .
تلون اللهب باللون الأزرق دليل على اشتعال CO .
اغمر نهاية أنبوب الانطلاق في أنبوب آخر يحوي رائق الكلس . تعكر رائق
الكلس دليل على انطلاق CO₂ .


١١-٢-٦- الكشف عن حمض الطرطر :



اختبارات الكشف :

- ١ - تفاعله مع نترات الفضة النشادرية :
ضع في أنبوب اختبار (١) مل من محلول حمض الطرطر ثم أضف (٣)
مل من محلول نترات الفضة النشادرية (كاشف تولانز) . سخن في حمام مائي
لمدة ١٥ دقيقة . تشكل مرآة فضية دليل على وجود حمض الطرطر .
- ٢ - تفاعله مع كبريتات الحديدي :
أضف لـ (٢) مل من محلول طرطرات نقطة من محلول كبريتات
الحديدي (حديث التحضير) ، ثم أضف نقطة من H₂O₂ ثم زيادة من NaOH .
تلون المحلول بلون بنفسجي دليل على وجود حمض الطرطر .

الهيئة فقط




١١-٢-٧- الكشف عن حمض البنزويك :

حمض البنزويك مركب أبيض اللون ، قليل الانحلال في الماء ، ينصهر
في الدرجة ١٢١ م . يمكن الكشف عن حمض البنزويك باستخدام خماسي
الفوسفور .

طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار مزيجاً متساوي الأجزاء من حمض البنزويك
وخماسي كلور الفسفور PCl₅ وسخنه بلطف إلى أن يتشكل غاز مسيل للدموع
وهذا دليل على تشكل كلور البنزويل ، الذي يؤكد وجود حمض البنزويك :



حمض البنزويك

أوكمي كلور الفوسفور كلور البنزويل

١١-٢-٨ - الكشف عن حمض أورثو الفثاليك :

حمض أورثو الفثاليك مركب صلب ، ينصهر في الدرجة ٢١٣ °م ، قليل

الانحلال في الماء . يكشف عنه بالاختبارات التالية :

١ - ضغ في أنبوب اختبار كمية صغيرة من حمض أورثو الفثاليك مع

كمية صغيرة من الفينول ، ثم أضف (٢) مل من حمض الكبريت المركز . سخن

بشدة لمدة دقيقتين أو ثلاث (بحذر) ، ثم اترك الأنبوب يبرد .

صبب بضغ قطرات من هذا الأنبوب في أنبوب آخر يحتوي محلول

الصود { الناتج من حل ست حبات من الصود الكاري في (٥٠) مل ماء } ، ثم


حرك المزيج . ظهور لون أحمر دليل على تشكل الفينول فثالين ، وبالتالي دليل

على وجود حمض أورثو الفثاليك .

التفاعلات:

يبلمه حمض الكبريت المركز حمض أورثو الفثاليك معطياً بلاماء حمض أورثو

الفثاليك :




حمض أورثو الفثاليك

بلاماء حمض أورثو الفثاليك

ويتفاعل بلاماء حمض أورثو الفثاليك مع جزيئتين من الفينول معطياً الفينول


فثالين :



الفينول


الفينول فثالين

الفينول فتالئين عديم اللون في الوسط الحمضي :




(الفينول فتالئين عديم اللون)

وأحمر اللون في الوسط القلوي :




(الفينول فتالئين الأحمر الداكن)

٢ - ضع في أنبوب اختبار كمية صغيرة من حمض أورثو الفثاليك مع كمية صغيرة من الريزورسينول و(٢) مل حمض الكبريت المركز . سخن بشدة لمدة دقيقتين أو ثلاث (بحذر) ، ثم اترك الأنبوب يبرد ، ثم صب بضع قطرات من هذا الأنبوب في أنبوب آخر يحتوي محلول الصود { الناتج من حل ست حبات من الصود الكاوي في (٥٠ مل ماء) } . حرك المزيج . ظهور فلورة خضراء جميلة دليل على تشكل الفلورسئين وبالتالي دليل على وجود حمض أورثو الفثاليك .



الفلورسنتين الريزورسينول بلاماء حمض O- الفثاليك

١١ - ٢ - ٩ : الكشف عن حمض الساليسيليك أو الصفصاف :




حمض الساليسيليك أو الصفصاف

حمض الساليسيليك مركب سلب عديم اللون والرائحة ؛ قليل الانحلال في الماء البارد، وينحل في الماء الساخن ، كما أنه ينحل في الغول الإيثيلي والإيتر .
تنسهر بوزناته في الدرجة ١٥٥ م° .

اختبارات الكشف :

١ - يذوبك حمض الصفصاف بالتسخين السريع أو التسخين اللطيف معطياً الفينول وغاز الكربون :




طريقة العمل :


ضع في أنبوب اختبار (٠,٥) غ من حمض الصفصاف وأذبه بالكمية اللازمة من الماء المقطر ، ثم أضف إلى المحلول بضخ قطرات من حمض الكبريت الكثيف . اغلق أنبوب التفاعل بسدادة يخترقها أنبوب انطلاق نهايته معكوفة ومنغمورة في أنبوب آخر يحوي رائق الكلس . سخن أنبوب التفاعل

بالطاف على اللهب . تعكر رائق الكلس دليل على انطلاق غاز CO_2 وبالتالي فإن الحمض هو حمض الصفصاف .

٢- يتحلل حمض الصفصاف بتسخينه مع الكلس الصودي إلى الفينول وكربونات الصوديوم :




٣- يتفاعل حمض الصفصاف مع ماء البروم بحضور حمض كاور الماء معطياً راسباً أبيض من ٣ ، ٥ - ثنائي بروم حمض الصفصاف (الساليسايك) الذي ينصهر في الدرجة ٢١٨ ، ٢٢٠ م° .



(٣ ، ٥ - ثنائي بروم حمض الساليسايك)

٤- تفاعل الأسترة :

ضع في أنبوب اختبار (١ ، ١) غ من حمض الصفصاف ثم أضف (٢) مل من مزيج [حمض الكبريت المركز والثلث الميثيلي بنسبة (٢ : ١)] ، ثم سخن أنبوب التفاعل في حمام مائي لمدة (١٥ / دقيقة) . انطلق رائحة زكية مميزة دليل على تشكل ساليسيلات الميثيل ، (زيت البتول) :



ساليسيلات الميثيل ، (زيت البتول)

١١-٢-١٠ - الكشف عن حمض اللبن : $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-COOH}$


حمض اللبن عبارة عن حمض كربوكسيلي ألفاتي ، يملك زمرة غولية ثانوية على ذرة الكربون المجاورة للزمرة الكربوكسيلية . يكشف عن حمض اللبن بتفاعله مع البروم في وسط حمضي .

طريقة العمل :

ضع في أنبوب اختبار نظيف وجاف (٥) مل من محلول حمض اللبن (١٠ %) ، ثم أضف إليه (١) مل من ماء البروم وقطرتين من حمض الكبريت المركز . سخن الأنبوب حتى زوال اللون الموجود في المزيج ثم أشبع المزيج بكبريتات النشادر ثم أضف حوالي (٥) قطرات من محلول نيترو بروسبات الصوديوم (١٠ %) ، ثم أضف بعد ذلك (١) مل من النشادر مع تثبيت أنبوب التجربة بشكل مائل قليلاً بحيث ينساب محلول النشادر على جداره بهدوء . لاحظ تشكل حلقة زرقاء اللون على سطح التماس . بعد ذلك خض محتوى الأنبوب ثم لاحظ انتشار اللون الأزرق ليشمل المحلول بكامله .

١١-٢-١١ - الكشف عن حمض البيكريك (حمض المر) :

حمض البيكريك مركب عضوي غير كربوكسيلي . وخاصة الحمضية متأينة من الفعل الميزوميري لزمرة النيترو الثلاثة الذي يجعله هيدروجين الزمرة الهيدروكسيلية زلوقاً .




٦٠٤٠٢ - ثلاثي نيترو الفينول

وهو جسم صلب أصفر اللون ، بلوري الشكل ، ينصهر في الدرجة ١٢٢,٥ °م وينفجر بفعل الحرارة . محاليله الإيتيرية عديمة اللون ، أما محاليله المائية فصفراء اللون نتيجة التشرّد .

ويكتب عنه بالمعادن التالية :

١ - تشكل بيكرات البوتاسيوم أو الأمونيوم :

أذب في أنبوب اختبار (١) غ من حمض البيكريك بالكمية الضرورية من الماء المقطر للحصول على محلول مركز ثم أضف إليه محلولاً مركزاً من نترات البوتاسيوم أو الأمونيوم .
التشكل البطيء أو اسب عدم الانحلال دليل على تشكل بيكرات البوتاسيوم أو الأمونيوم وبالتالي دليلاً على وجود حمض البيكريك .



بيكرات البوتاسيوم

٢ - تفاعله مع ملح سيان البوتاسيوم :

أذب (٠,٢) غ من حمض البيكريك في (٢) مل من الماء المقطر ثم أضف إلى المحلول السابق (٢) مل من محلول سيان البوتاسيوم (٢٥ %) . سخن المزيج ثم لاحظ ظهور اللون الأحمر . برد المحلول ثم لاحظ تشكل شرايات حمراء مميزة دلالة على وجود حمض البيكريك .