

البروتينات

الأحماض الأمينية: هي مركبات عضوية تشكل لبنات البناء الأساسية للبروتينات في الكائنات الحية.

تتكون من مجموعة أمينية NH_2 ومجموعة كربوكسيل $COOH$ ومجموعة جانبية فريدة لكل حمض أميني. $R-CH(NH_2)-COOH$: R هي الصيغة الكيميائية؛ يوجد 20 حمض أميني أساسي لبناء البروتينات في الجسم. وتنقسم الحمضات إلى:

1. **حمض أميني أساسي:** هي أحماض أمينية لا يستطيع الجسم تصنيعه وتجب الحصول عليها من مصادر خارجية مثل الغذاء. من أهمها:

هيستيدين - إيزولوسين - لايسين - لوسين - فيثونين - فالين - فينيل ألانين - ثريونين.

2. **حمض أميني غير أساسي:** هي أحماض أمينية يستطيع الجسم تصنيعه ولا يحتاج إلى تناولها من الغذاء. من أهمها:

الجلوتامين (ينتج من الفلوكوز) - الآرغينين (ينتج من الفلوكوز) - السيرين (ينتج من الفلوكوز) - البرولين (ينتج من الفلوتامين) - حمض الفلوتامين (ينتج من الفلوتامين) - البيردزين (ينتج من الفينيل ألانين).

أهم وظائف الأحماض الأمينية:

1. بناء البروتينات.

2. توفير الطاقة.

3. دعم صحة البشرة والشعر.

4. مصادر الأحماض الأمينية:

1. تتواجد في الأطعمة الحادية البروتين مثل:

1- اللحوم.

2- الأسماك.

3- البيض.

4- منتجات الألبان.

5- البقوليات.

6- الفول السوداني والحبوب والسرير وفول الصويا.


أعراض نقص الحوض الأميني:

- 1- ضعف الجسم والمضدات.
- 2- تأخير النمو عند الأطفال.
- 3- آلام في الجهاز الهضمي.

الاستهلاك الزائد للأحماض الأمينية:

يؤدي زيادة الاستهلاك إلى زيادة الوزن أو مشاكل في الكلى أو الجهاز الهضمي.

البروتينات: تتكون البروتينات من عدد كبير من الحوض الأمينية التي ترتبط فيما بينها بروابط ببتيدية تتأصله ربط مجموعة الكربوكسيل من حمض أميني مع مجموعة ألفا-أمين من الحمض الأميني المجاور له.



أهمية البروتينات: تؤدي البروتينات وظائف مهمة تتكرس في:

- 1- ولابطة غذائية.
- 2- عوامل ناقلة.
- 3- عوامل مهمة في تناسخ الدم.
- 4- إنزيمات.
- 5- عوامل واقية من الجراثيم والأضرار.
- 6- محلول منظم لتغير تركيز pH الدم.

الكشف عن البروتينات:

بما أن البروتين كوي عدد كبير من الأحماض الأمينية لذلك لا يوجد له نوع فيه أنواع البروتينات كالكشف فاصد به بله يوجد كالكشف فاصد لكه حمض أميني معين أو كة زمة كيميائية معينة.

تتعدد طرق الكشف عن البروتينات على الاختبارات اللونية والفيزيائية.

- 1- الاختبارات اللونية: تعتمد على تفاعل ألوان معينة مع طبيعة الحوض الأمينية ونوعيتها الموجودة في البروتين.
- وتقسم إلى اختبارات لونية عامة وخاصة.


٢. الاختبارات اللوسية العامة :

١. اختبار البايوريت :

الهدف : الكشف عن البروتينات .

المبدأ : يعتمد هذا التفاعل على وجود الروابط الببتيدية في المركب البروتيني حيث تتفاعل هذه الروابط مع شوارد النحاس $^{+2}$ في وسط قلوي وتتشكل معقدات لونها أزرق بنفسجي .

استخدم هذا التفاعل اسمه من مركب البايوريت الناتج منه تكاثف هذين من اليوريا .



اليوريا

البايوريت

طريقة العمل : خذ 2 ml من المحلول البروتيني في أنبوب اختبار وأضف إليه 2 ml من محلول NaOH 20% ثم امزج بالطف وأضف 2 قطرات من محلول كبريتات النحاس 1% . يوجود البروتين يتحول اللون من الأزرق إلى البنفسجي .

2. اختبار موليشت :

تطحن البروتينات المرتبطة بالسكريات مثل الموسين نتيجة إيجابيك مع موليشت .



3. اختبار هيلر :

يتم الكشف عن البروتينات باستخدام حمض الكبريت حيث تتشكل حلقة بيضاء (حلقة هيلر) عند الحد الفاصل بين الطبقتين وذلك بسبب كثرة البروتين .

طريقة العمل : خذ 3 ml من حمض الكبريت المركز أضف إليه 5 ml من المحلول البروتيني وذلك ببطء وميل في أنبوب الاختبار ثم لاحظ تشكل حلقة هيلر .

4. اختبار شروبر وسيد الضوديوم :

يتم في هذا الاختبار الكشف عن مجموعة الألدهيدية أو الشول (SH) الموجودة في المحوض الأمينية مثل السيستين وفي البروتينات المكونة من بروتينات فقدت البنية ثلاثية الأبعاد الطبيعية مما يؤثر على وظيفتها ولا يمكن أن تكتسب هذه البنية في العديد من الأمراض مثل الأمراض التنكسية العصبية .



نتروبوسيد الصوديوم

مقدرون

لمجموعة السلف:



1ml ألبومين البيض

سيتين

ميونين

(للكوي S)

(-SH)

(-SCH₃)

+ 2ml NaOH

اختنطة 3 دقائق

3 قطرات محلول نتروبوسيد

X

←

X

(لون أبيض) دليل وجود مجموعة -SH

5- اختبار النيهيدرين:

الهدف: التأكد من صحة الأستون الحرة في كل من المحوض الأستونية والبيانات والبروتينات.

المبدأ: تتفاعل المجموعات الأستونية مع النيهيدرين بالحرارة معطية مقدرون الأزرق.

يتم التفاعل على مرحلتين: P. تتركب مجموعات الأستون على شكل نادر.


يتم اختزال النيهيدرين إلى الهيدرين واستت الذي

تفاعل مع النادر وجزء من نيهيدرين ليطي المقدن الأزرق.

ملحوظة: البرولين هو من أستون كوي مجوية أستون لأنه يطي لون أصفر مع النيهيدرين وذلك


بسبب وجود هالة مغلقة في بنيته مما يغير من طريقة تفاعله مع النيهيدرين.

Subject



سنيديريه


هايديريه دانتيه



هايديريه دانتيه


نادر

سنيديريه



المقدالوزوت

سنيديريه البرولينه



ملحوظة: pH المناسب للتفاعل يكون بين (4-6).

طريقة العمل: نأخذ 2 ml من المحلول البروتيني وندضيف اليه قطرات من السنيديريه ثم نرى اللون ونخبره بلطفه حق الفليان ثم نلاحظ تغير اللون النزول.