


Subject


د- اختبارات لونية خاصة:

1- اختبار الكبريت (اختبار فوليا):

يوجد الكبريت في بعض الحوضات الأمينية مثل السيستين والسيستين و
الميتيونين وكذلك الببتيد الثلاثي الفلوتاثيون.



حمض السيستين



حمض السيستين

طريقة العمل: نأخذ 5ml من المحلول البروتيني ثم نضيف إليه 2ml من NaOH ثم
نغلي المزيج لمدة 5 دقائق ليتحول الكبريت إلى Na_2S ، يبد المحلول ويضاف إليه 2ml
حلاصة الرصاص لتظهر لون بني أو أسود.

2- التفاعلات اللونية للثيوزين:

P- اختبار الكزانثوبروتين:


المبدأ: تتوقف هذه الاختبارات على وجود حلقة في البروتين.

حمض أميني قوي حلقة، طريق:

ويعتبر حجر أساس لإنتاج الهرمونات

الجبريك الأدرينالين والنور أدرينالين،


والناقلات العصبية مثل الدوبامين.




التيوزين

ضروري لنمو الأطفال ولأرضين البروتين عند

الأطفال والبالغين.



الضليل الدين



التريبوفان

له فوائد عديدة للصحة النفسية والجسدية حيث

كما المزاج ويقال أنه يخفف من أعراض القلق، كما ويهيئ


زيادة فعالية بعض الأدوية للصناعة للأكل.

يعتمد هذا الاختبار على تفاعل البروتين مع حمض النيتريك لطي اللون الأصفر، وبإضافة

مادة قاذبة يتحول اللون للبرتقالي.

Subject

«تفاعل نتراسك»




ملحوظات:

- 1- الجيلاتين يعطي نتيجة سلبية لعدم احتوائه على الشروزين.
- 2- إذا لم يحمض النزوت اليد خيالي تكون بالأسفر **بسبب** تفاعل نترجة شروزين بروتين الجلد.

طريقة العمل: تضاف 1ml حمض النزوت إلى 3ml محلول البروتين ثم يُغلي لمدة دقيقة نلاحظ تحول المحلول إلى اللون الأسفر. يُبرد الأنبوب وتضاف هيدروكسيد الأمونيوم المركز أو NaOH ونلاحظ تحول اللون إلى البرتقالي.

د- اختبار ميلون:

المهدف: الكشف عن الشروزين الموجود في كل عر أو مرتبط مع البروتينات.
المبدأ: يعتمد هذا الاختبار على تفاعل الشروزين مع كاشف ميلون ليظهر لون قرمضي.




طريقة العمل: نأخذ 3ml محلول البروتين ونضيف له قطرات من كاشف ميلون، يُغلي الأنبوب فيظهر لون قرمضي.

ملحوظة: يعطي الجيلاتين نتيجة سلبية مع كاشف ميلون لعدم احتوائه على الشروزين.

3. التفاعل اللوني للأدرينين لاختبار سالافونسي:

يتم الكشف عن الأدرينين بتفاعل البروتين مع ماء البروم في وسط قلوي

ونمطي لون أحمر ساطع.



الأدرينين




أهمية الأدرينين:

1. تعزيز قوة الدورة الدموية.
2. علاج ارتفاع ضغط الدم.
3. تخفيف أعراض الزهايمر.
4. إنقاص مستوى السكر عند مرضى السكر.
5. تحسين المناعة عند مرضى نقص المناعة المكتسبة.
6. تقليل تدخين الأسنان دهان مسيل عند الأطفال.

4. اختبار التريتومات (هويكس-كول):

الهدف: التعرف على المحاليل التي تحتوي التريتومات.

المبدأ: تفاعل مجموعة الكربون في التريتومات مع الزمرة الألدهيدية لحض الفلانيكوكيليك في وسط حمضي لينتج معقد بنفجي محمر.



ملاحظات:

1. يوجد حض الفلانيكوكيليك على شكل ثوابت في حض الحلة.
2. لا تحتوي الجليستين على التريتومات.
3. يؤثر حض الأستري المركز في حض الفلانيكوكيليك فيتحلل الفورم ألدهيد:



طريقة العمل: نأخذ عدة قطرات من المحلول الموزون ونضيف إلى 2 ml من حمض
الحل المركز، نضع المزيج في إناء صغير، ثم نضيف الماء ونجرب ما نل حمض
الكبريت المركز في إناء نظيف، نلاحظ أن الحمض يمتزج مع الماء في إناء نظيف.