

الجلسة العملية رقم (2)

عد الكريات الدموية الحمر Counting red blood cells

تعد الكريات الحمر ، أكثر المكونات الخلوية عدداً ، ووجوداً في الدم ، بحيث تصل نسبتها إلى 98 % من المكونات الخلوية . وتعود أهميتها ، لما تتمتع به من خواص هامة ، حيث أن نقص عددها ، قد يؤدي إلى فقر دم ، أو نقص في الكفاءة التنفسية للخلايا ، أو غير ذلك من الاضطرابات الدموية .

تبدو الكريات الحمر تحت المجهر : عند الثدييات ، على شكل أقراص مدورة ومقعرة من الجانبين ، خالية من النواة صغيرة الحجم ، أما عند الأسماك و الزواحف والبرمائيات والطيور ، فتبدو كبيرة الحجم ، بيضوية الشكل ، ومحدبة من الجانبين ، ولها نواة ، أما عند الجمال ، فتبدو كبيرة الحجم ، بيضوية الشكل ، محدبة من الجانبين وليس لها نواة .

— المطلوب لعد الكريات الحمر:

- 1 — مجهر
- 2 — عداد نيوباور
- 3 — ماصة الكريات الحمر
- 4 — محلول تخفيف: محلول هليمز ، أو سيروم فيزيولوجي (محلول كلور الصوديوم 0.9 %)
- 5 — ساترة ، واخزة معقمة ، كحول ، قطن ، شاش معقم
- 6 — عينة دم ، من أذن حيوان ، أو إصبع إنسان .

— خطوات العمل :

- 1 — نعلم المكان المراد أخذ عينة الدم منه بقطعة من القطن المبللة بالمادة المطهرة ، وننتظر حتى يجف ، ثم نقوم بالوخز بشدة كافية ، بواخزة معقمة ، تسمح بخروج الدم ، دون الضغط على المنطقة الواقعة حول مكان الوخز ، تمسح النقطة الأولى من الدم ، بمجرد خروجها ، وعند تشكل النقطة الثانية ، بكمية كافية ، يُغمس رأس الماصة ، في نقطة الدم ، ويسحب الدم ، حتى التدريجة / 0.5 / ، بعدها تغلق الماصة ، بوضع طرف اللسان ، على فوهة القطعة


البلاستيكية الموجودة بالفم ، لمنع خروج الدم من الماصة ، وتبعد الماصة عن الدم ، وتمسح بقايا الدم الموجود على السطح الخارجي للماصة ، بوساطة قطعة من الشاش النظيف وهنا يجب الانتباه :

أ - إذا زادت كمية الدم في الماصة عن 0.5 يتم تقريب قطعة من الشاش من طرف الماصة إلى أن يصبح الدم بالحجم المطلوب .

ب - عدم الإطالة في سحب عينة الدم ، حتى لا يتخثر الدم الموجود في داخل الماصة ، كما يجب الانتباه ، إلى عدم ظهور فقاعات هوائية في الدم الموجود داخل الماصة ، وإذا حدث أي من الحالتين ، فيجب نفخ محتوى الماصة للخارج ، وغسل الماصة وتجفيفها ، والبدء بالعمل من جديد.

2 - يغمس رأس الماصة بسرعة في الزجاجاة الحاوية على محلول التخفيف؛ ويشفط منه حتى التدریجة / 101 / ، وبهذا تكون نسبة الدم مخففة بمقدار . بعد ذلك ، نخلط الدم مع محلول التخفيف ، إما يدويا ، وذلك بغلق طرفي الماصة بوساطة أحد الأصابع والإبهام ، ونقوم بحركة تشبه شكل اللانهاية (∞) ، لمدة 2 دقيقة أو آلياً بوساطة الزجاجاة .

3 - في أثناء ذلك يتم تجهيز العداد - يغسل العداد بالماء ، ويجفف بقطعة من الشاش ، ثم ترطب المصطبتان ، بطرف الإصبع بقليل من الماء ، ثم توضع الساترة الزجاجية فوق شبكة العد ، مع قليل من الضغط على الساترة في منطقة المصطبتين ، حتى تثبت في مكانها ، مع الانتباه ، إلى ترك مسافة بين طرف الساترة والنهاية العليا للمصطبة ، ويستدل على ثبات الساترة ، من خلال ظهور حلقات نيوتن على المصطبتين . (ألوان قوس قزح) انظر الشكل (35) .



الشكل (35)

مراحل تحضير العداد

(a) وضع الساترة على منطقة العد (شبكة العد)

(b) منظر جانبي يوضح المسافة بين الشبكة والساترة

(c) طريقة وضع الماصة وتشكل الفلم فوق سطح شبكة العد

4 — يتم بعدها التخلص من المحلول الموجود في ساق الماصة أي نتخلص من القطرات الثلاث الأولى من محتويات الماصة ، وذلك بالسماح لهذه القطرات ، بالسقوط فوق قطعة من الشاش النظيف .

5 — نضع قطرة من المحلول ، الموجود داخل حويصل الماصة ، على شبكة العد ، وذلك بوضع طرف الماصة ، على المسافة الواقعة بين نهاية الساترة ، ونهاية سطح شبكة العد ، بزاوية 45 مئوية فينسب المحلول تحت تأثير قوة التوتر السطحي، وهنا يجب الانتباه ، إلى عدم تشكل فقاعات هوائية ، وألا يسيل المحلول إلى الميازيب، الموجودة حول شبكة العد ، إذا حدث ذلك ، يجب غسل العداد والساترة ، وتجفيفهما وإعادة الخطوة الخامسة من جديد .

6 — نضع العداد على اللوحة المربعة للمجهر ، (مشرح المجهر) وننتظر / 3 د / لكي تستقر الكريات وتهدأ ، ثم نبدأ بعملية الفحص على العدسة الشيئية الصغيرة لرؤية المنظر العام ، ثم تحديد المربعات التي سيتم العد بها .

نضع العدسة الشيئية الأكثر تكبيراً ، ثم نقوم بعملية العد في الأماكن المخصصة للعد ، كما ذكر سابقاً عند شرح عداد نيوباور .

7 - تجمع الكريات الحمر ، المعدودة في المربعات الخمسة من المربع التاسع ، وتضرب بـ 10000 حيث أن 10000 هو معامل العد ونحصل عليه من:

1 - المساحة التي تم عد الكريات الحمر بها = $\frac{1}{5}$ مم² من مساحة المربع التاسع (1 مم²)

2 - ارتفاع عينة الدم المخفف تحت الساترة = $\frac{1}{10}$ مم

3 - نسبة تخفيف الدم في الماصة $\frac{1}{200}$

حجم عينة الدم المخففة ، الموجودة في المنطقة ، التي تم فيها عد الكريات الحمر = $\frac{1}{1000} = \frac{1}{200} \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{5}$

وبالتالي فإن :

عدد الكريات الحمر / 1 مم³ في الدم = العدد الكلي للكريات الحمر المعدودة × 10000

القيم الطبيعية لعدد الكريات الحمر عند :

1 - الإنسان : أنثى : 4 - 5 مليون كرية / 1 مم³

الذكر : 5-6 مليون كرية / مم³

2 - الخيول 7-9 مليون كرية / مم³

3 - الأبقار : 6 - 8 مليون كرية / مم³

4 - الأغنام : 10-13 مليون كرية / مم³

5 - الدواجن : 2.5 - 3 مليون كرية / مم³

يلاحظ :


- ازدياد العدد الكلي للكريات الحمر عند : العمل - التمارين الرياضية - أثناء الخوف والإثارة ، وعند الارتفاع عن سطح البحر ، وعند الوجود في وسط مشحون بالغازات ، ولاسيما السامة منها .

— ينخفض العدد الكلي للكريات الحمر ، بعد تناول الوجبات الغذائية مباشرة — وعند الإصابة بالطفيليات الدموية كالباييزيا — المتقيبات — عند الإصابة بفقر الدم المعدي ، عند الخيل ، أو في حالات التسمم .

— وسيلة إيضاح : يطلب من المتدرب ، تطبيق التجربة بشكل عملي ثم يُطلب إليه أن يرسم على دفتره المربعات الخمسة ، من المربع التاسع ، المراد العد فيها ، ومن ثم يبدأ العد ، وتسجل نتائج العد عليها ، ومن ثم تجمع ، ويضرب المجموع العام بعامل العد. (الشكل 36)

ملاحظة : يتم عد الكريات الحمر الموجودة داخل المربع ، والموجودة على الخط العلوي والأيمن ، مع تجاهل الكريات الموجودة على الخط السفلي والأيسر . أوعد

الكريات الموجودة داخل المربع والموجودة على الخط السفلي والأيسر مع تجاهل الكريات الموجودة ، على الخط العلوي والأيمن ..



الشكل (36)

فرضاً : إن عدد الكريات المعدودة : 620 كرية فيكون:

عدد الكريات 1 مم³ = 620 × 10000 أي : 6200000 كرية / مم³ من الدم

— سجل النتائج مع التعليق :