

العد التمييزي للكريات الدموية البيض (الصيغة الكريوية)

Distinguished counting of white blood cells

العد التمييزي : هو النسبة المئوية ، لكل نوع من أنواع الكريات البيض ، نسبة إلى مجموع العدد الإجمالي لهذه الكريات . ويتم إجراء العد التقريبي بعد 100 كرية بيضاء ، على شريحة دموية مصبوغة ، وتصنف هذه الكريات في جدول ثم يتم حساب نسبة عدد كل منها ، إلى المجموع العام للرقم المعدود .

ارتفاع المجموع للكريات البيض في الدم يعطينا فكرة بأن إصابة أو التهاباً ، يتطور سريعاً ، في مكان ما من الجسم . أما قلة الكريات البيض في الدم ، فتدل على وجود نزيف في القوى الدفاعية للجسم ، قد يكون على شيء من الخطورة . أما زيادة أحد أنواع الكريات البيض ، على حساب نوع آخر فلها دلالات تشخيصية محددة فمثلاً :

زيادة نسبة الكريات العدلة ، في حالة الالتهابات الحادة ، وفي حالة الإجهاد وبعده المجهود البدني .

زيادة نسبة الحمضة ، في حالات الحساسية ، مثل الأكزيما والربو وفي حالة الإصابة بالطفيليات .

زيادة نسبة القعدة ، في حالات الجدري ، وتليف الكبد وغيرها زيادة نسبة الوحيدات ، في حالات الالتهابات المزمنة ، مثل السل والملاريا .

زيادة نسبة اللمفاويات في حالات الأورام والسرطانات .

الهدف من التجربة : تعلم الطالب ، كيفية تحضير مسحة دموية ، وكيفية صبغها ، وكذلك كيفية تمييز كل نوع من أنواع الكريات البيض ، وبالتالي العد وتحديد الصيغة الكريوية .

— المطلوب لتحضير مسحة دموية ، وصبغها ، وتحديد الصيغة الكريوية :

1 — المجهر

2 — شرائح زجاجية نظيفة .

3 - كحول - قطن - شاش - واخزة معقمة .

4 - صبغة من أجل صبغ الشرائح الدموية المحضرة :

(صبغة رايت - جيمسا ، ملون الصبغة الدموية السريع)

5 - ماء مقطر

6 - زيت الأرز .


7 - عينة دم.

= طريقة تحضير المسحة الدموية :

1 - نأخذ عينة الدم ، بإحدى الطرق المذكورة ، في جلسة أخذ عينات الدم . وتستخدم عينة الدم ، بعد السحب مباشرة ، أما في حال عدم القدرة على الاستخدام المباشر ، فيتم إضافة مادة مانعة للتخثر (E DTA) ، تمزج مع الدم بشكل جيد لمدة لا تقل عن 3 دقائق ، قبل التحضير ، وقبل مد المسحة الدموية

2 - نأخذ شريحتين زجاجيتين نظيفتين ، ثم نضع نقطة دم ، على أحد أطراف إحدى الشريحتين ، ثم نضع حافة الشريحة الأخرى ، والتي تسمى بالشريحة الفاردة ، أمام نقطة الدم بزاوية 45 درجة ، ثم تسحب إلى الخلف ، حتى تلامس نقطة الدم ، حيث نلاحظ فرد نقطة الدم ، على حافة الشريحة الفاردة الملامسة لها ، ثم تدفع الشريحة الفاردة إلى الأمام بسرعة مناسبة ومنتظمة بهدف الحصول على مسحة دموية رقيقة ، الدم موزع عليها توزيعاً متجانساً ، تتراوح سماكته من 7 - 8 ميكرون ، والمسحة الجيدة يجب أن تكون بسمك كرية واحد ، من بداية المسحة إلى نهايتها . (الشكل 38)

3 - تجفف المسحة الدموية ، بتحريكها في الهواء بسرعة ، لتجنب تركيز الأملاح الموجودة بالدم ، حول الكريات الحمر ، وبالتالي تغير من شكلها وحجمها ، نتيجة خروج الماء منها .



الشكل (38)

مراحل تحضير شريحة دموية

- 1 - وضع قطرة الدم على طرف الشريحة . 2 - وضع الشريحة الفاردة بزاوية 45° درجة مئوية ثم سحبها إلى الخلف حتى تلامس نقطة الدم . 3 - انتشار نقطة الدم أمام الفاردة . 4 - دفع الشريحة الفاردة إلى جهة اليسار باتجاه السهم لتشكيل فلم من الدم سماكته تعادل 7 - 8 ميكرون .
- 4 - إذا لم تصبغ المسحة في حينها : نضع 3 نقاط من الكحول الإيثيلي المطلق، ثم نترك لتجف ، ويكتب على طرف الشريحة البيانات الخاصة بها ، ثم نحفظ في صندوق الشرائح .
- 5 - تصبغ الشريحة :

هناك العديد من الصبغات منها:

آ - صبغة رايت - جيمسا :


تغطي المسحة الدموية بالصبغة (عدد محدد من القطرات) ، لمدة 2 - 3 دقائق ، ثم نضع عدداً محدداً من قطرات الماء المتعادل ، مساوياً لعدد قطرات الصبغة، ونترك لمدة 10 - 15 دقيقة ، ثم تغسل الشريحة تحت تيار خفيف من ماء الصنبور، وتجفف بورق الترشيح .

ب - ملون الصبغة الدموية السريع يتألف من ثلاث عبوات :

- العبوة الأولى مثبت (R1) كحول : تغطس به الشريحة الدموية لمدة 5 ثا .
- العبوة الثانية أيوزين (R2) : تغطس به الشريحة الدموية لمدة 10 ثا .
- العبوة الثالثة أزرق الميثيلين (R3) : تغطس به الشريحة الدموية لمدة 20 ثا .
- تغسل الشريحة بالماء الجاري غير الغزير وتترك لتجف بالهواء .

ملاحظة : لا تغسل الشريحة بالماء المقطر ، ما بين مراحل التلوين ، وكما يجب التخلّص - قدر الإمكان - من ملون الأيوزين ، قبل نقل الشريحة إلى ملون أزرق الميثيلين ، ويمكن التحكم بالألوان ، حسب الرغبة بإطالة أو تقصير فترة التلوين ، ما بين الملونين .

6 - افحص المسحة الدموية ، توضع نقطة من زيت الأرز : (خشب السندر) على حافة الشريحة ، أو في أحد الأركان ، ويتم العد باستخدام العدسة الزيتية ، ($100 \times$) بحيث تغطس العدسة في نقطة الزيت ببطء وحذر ، ثم تخفض اللوحة المربعة ، بحيث ترفع العدسة الزيتية لمسافة 1 مم تقريبا ، مما يبقها ملامسة للزيت ، بسبب قوة التوتر السطحي . (الشكل 39) .



1- BASOPHIL

2- EOSINOPHIL


3 - NEUTROPHIL

4 - SMALL LYMPHOCYTE

5- LARGE LYMPHOCYTE

6 - MONOCYTE

7 - نعد 100 كرية بيضاء ، نراها تحت المجهر ، ونقسم حسب نوعها في جدول . كما في الشكل 41 . مع مراعاة تحريك الشريحة ، بإحدى الطرق التالية : وذلك لتفادي عد الكرية أكثر من مرة ، كما في (الشكل 40) .



1 - الطريقة الطولية

2- الطريقة العرضية

3 - الطريقة المنحنية


الشكل (40) يوضح طرق تحريك الشريحة

غير محببة		محببة		
لفافية	وحيدة	قعدة	حاضرة	علة
☒	☒			☒
☒	☒			☒
☒				☒
☒				☒
				☒

الشكل (41)

الشكل 40 جدول يوضح الكريات البيضاء المعطودة

الشرائح الدموية الجيدة ، التي يراد الاحتفاظ بها ، تغطي بسواتر زجاجية شفافة ، ويتم ذلك بوضع نقطة من زيت بلسم كندا ، على المسحة الدموية المراد الاحتفاظ بها ، ثم تسقط الساترة عليها ، ويُضغط على الساترة وتترك ، لتثبت فوق المحضّر ، الذي يمكن استعماله بشكل متكرر ، لسنوات عديدة . كما في الشكل (42) .



الشكل 42

- عناصر الدم الخلوية عند الحصان : 1 - كريات بيضاء قعدة . 2 ، 3 - كريات بيضاء حمضة . 4 - كريات بيضاء عدلة ناشئة . 5 - كريات بيضاء عدلة عصبية النواة . 6 - كريات بيضاء عدلة مقصصة النواة . 7 - كريات بيضاء وحيدة . 8 - كريات بيضاء لمفاوية كبيرة . 9 - كريات بيضاء لمفاوية متوسطة . 10 - كريات بيضاء لمفاوية صغيرة . 11 - صفيحات دموية . 12 ، 13 - كريات حمراء .

ارسم الجدول الذي يبين الكريات البيض المعدودة بأنواعها المختلفة